

## MISKY ODPAŘOVACÍ

VERKON > Sklo a porcelán > Porcelán > Misky odpařovací

### Miska odpařovací porcelánová, hluboká s výlevkou

Materiál: Porcelán

Výrobci a značky: Jizerská porcelánka

- objem: 10, 20, 30, 60, 107, 140, 150, 232, 300, 400, 580, 700, 1000, 1300 a 6000 ml
- vysoká odolnost vůči kyselinám i zásadám
- teplotní odolnost do 1000 °C
- dle norem ČSN EN 1183, ČSN ISO 1775, ČSN EN 60672-3



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 322 206 001	10	42	16	3-4 týdny	96 Kč
641 322 206 101	20	50	20	3-4 týdny	111 Kč
641 322 206 121	30	63	25	3-4 týdny	119 Kč
641 322 206 201	60	80	32	Skladem, do 1 týdne	141 Kč
641 322 206 221	107	81	38	3-4 týdny	148 Kč
641 322 206 301	140	94	42	3-4 týdny	184 Kč
641 322 206 321	150	100	40	Skladem, do 1 týdne	191 Kč
641 322 206 401	232	112	47	3-4 týdny	258 Kč
641 322 206 421	300	132	55	3-4 týdny	333 Kč
641 322 206 501	400	138	61	3-4 týdny	375 Kč
641 322 206 611	580	160	64	3-4 týdny	436 Kč
641 322 206 621	700	170	74	3-4 týdny	477 Kč
641 322 206 721	1000	200	80	3-4 týdny	521 Kč
641 322 206 801	1300	202	86	3-4 týdny	792 Kč
641 322 206 991	6000	320	140	3-4 týdny	1 716 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Miska odpařovací porcelánová, polohluboká s výlevkou

Materiál: Porcelán

Výrobci a značky: Jizerská porcelánka

- objem: 41, 62, 110, 160, 215, 240, 325, 420 a 558 ml
- vysoká odolnost vůči kyselinám i zásadám
- teplotní odolnost do 1000 °C
- dle norem ČSN EN 1183, ČSN ISO 1775, ČSN EN 60672-3



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 322 207 101	41	72	26	3-4 týdny	113 Kč
641 322 207 201	62	83	27	3-4 týdny	125 Kč
641 322 207 301	110	96	30	Skladem, do 1 týdne	180 Kč
641 322 207 401	160	110	37	3-4 týdny	192 Kč
641 322 207 421	215	117	41	3-4 týdny	199 Kč
641 322 207 501	240	127	42	3-4 týdny	254 Kč
641 322 207 521	325	142	46	3-4 týdny	258 Kč
641 322 207 601	420	154	50	3-4 týdny	285 Kč
641 322 207 701	558	170	55	3-4 týdny	355 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Miska odpařovací porcelánová s plochým dnem a výlevkou

Materiál: Porcelán Výrobci a značky: Jizerská porcelánka

- objem: 22, 62, 93, 154, 265, 330, 450, 620, 800, 1000 a 2500 ml
- vysoká odolnost vůči kyselinám i zásadám
- teplotní odolnost do 1000 °C
- dle norem ČSN EN 1183, ČSN ISO 1775, ČSN EN 60672-3



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 322 274 101	22	54	22	3-4 týdny	88 Kč
641 322 274 121	62	70	30	3-4 týdny	102 Kč
641 322 274 201	93	86	33	3-4 týdny	123 Kč
641 322 274 301	154	98	40	Skladem, do 1 týdne	149 Kč
641 322 274 401	265	112	50	3-4 týdny	188 Kč
641 322 274 501	330	126	53	3-4 týdny	228 Kč
641 322 274 601	450	145	55	3-4 týdny	350 Kč
641 322 274 701	620	151	63	3-4 týdny	376 Kč
641 322 274 801	800	169	68	3-4 týdny	467 Kč

Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 322 274 901	1000	195	74	3-4 týdny	614 Kč
641 322 274 991	2500	254	105	3-4 týdny	906 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Miska odpařovací porcelánová s plochým dnem a držadlem

Materiál: Porcelán

Výrobci a značky: Jizerská porcelánka

- dle Berdela
- s výlevkou
- objem: 22, 84, 176, 270, 450 a 960 ml
- vysoká odolnost vůči kyselinám i zásadám
- teplotní odolnost do 1000 °C
- dle norem ČSN EN 1183, ČSN ISO 1775, ČSN EN 60672-3



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 322 209 101	22	45	26	3-4 týdny	153 Kč
641 322 209 201	84	67	39	3-4 týdny	199 Kč
641 322 209 301	176	85	49	3-4 týdny	257 Kč
641 322 209 401	270	101	51	3-4 týdny	287 Kč
641 322 209 501	450	120	64	3-4 týdny	365 Kč
641 322 209 601	960	150	86	3-4 týdny	610 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.