

## MISKY TŘECÍ

VERKON > Sklo a porcelán > Porcelán > Misky třecí

### Miska třecí drsná, porcelánová

Materiál: Porcelán

Výrobci a značky: Jizerská porcelánka

- různé velikosti (objem 25, 30, 70, 75, 110, 160, 220, 400, 500, 650, 1000, 2250 nebo 4300 ml)
- vysoká odolnost vůči kyselinám i zásadám
- teplotní odolnost do 1350 °C
- dle norem ČSN EN 1183, ČSN ISO 1775, ČSN EN 60672-3
- **informace k dodávce:** misky se dodávají **bez** tloučku ([tlouček](#) se objednává samostatně)



Obj. číslo	Objem [ml]	Horní průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 331 211 000	25	51	32	3-4 týdny	126 Kč
641 331 211 100	30	56	36	3-4 týdny	131 Kč
641 331 211 110	70	63	41	3-4 týdny	154 Kč
641 331 211 120	75	76	45	Skladem, do 1 týdne	169 Kč
641 331 211 200	110	83	50	3-4 týdny	211 Kč
641 331 211 220	160	90	56	3-4 týdny	260 Kč
641 331 211 300	220	105	64	Skladem, do 1 týdne	305 Kč
641 331 211 320	400	125	71	3-4 týdny	558 Kč
641 331 211 400	500	139	82	3-4 týdny	692 Kč
641 331 211 500	650	150	90	3-4 týdny	869 Kč
641 331 211 600	1000	180	104	3-4 týdny	1 109 Kč
641 331 211 700	2250	224	127	3-4 týdny	1 468 Kč
641 331 211 800	4300	268	160	3-4 týdny	2 146 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Miska třecí glazovaná, porcelánová

Materiál: Porcelán

Výrobci a značky: Jizerská porcelánka

- různé velikosti (objem 25, 30, 70, 75, 110, 160, 220, 400, 500, 650, 1000, 2250 nebo 4300 ml)
- vysoká odolnost vůči kyselinám i zásadám
- teplotní odolnost do 1000 °C
- dle norem ČSN EN 1183, ČSN ISO 1775, ČSN EN 60672-3
- **informace k dodávce:** misky se dodávají bez tloučku ([tlouček](#) se objednává samostatně)



Obj. číslo	Objem [ml]	Horní průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 331 211 001	25	51	32	3-4 týdny	126 Kč
641 331 211 101	30	56	36	3-4 týdny	131 Kč
641 331 211 111	70	63	41	3-4 týdny	142 Kč
641 331 211 121	75	76	45	Skladem, do 1 týdne	157 Kč
641 331 211 201	110	83	50	Skladem, do 1 týdne	198 Kč
641 331 211 221	160	90	56	3-4 týdny	247 Kč
641 331 211 301	220	105	64	3-4 týdny	290 Kč
641 331 211 321	400	125	71	3-4 týdny	543 Kč
641 331 211 401	500	139	82	3-4 týdny	673 Kč
641 331 211 501	650	150	90	3-4 týdny	849 Kč
641 331 211 601	1000	180	104	3-4 týdny	1 109 Kč
641 331 211 701	2250	224	127	3-4 týdny	1 449 Kč
641 331 211 801	4300	268	160	3-4 týdny	2 095 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Miska třecí achátová s tloučkem

- různé velikosti (objem 2, 8, 10, 13, 24, 50, 100 a 200 ml)
- vysoká kvalita s bezchybným brusným povrchem
- vysoká mechanická a chemická odolnost



Obj. číslo	Objem [ml]	Vnější průměr [mm]	Vnitřní průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 950 210 025	2	25	20	15	3-4 týdny	1 394 Kč
130 950 210 040	8	40	35	20	3-4 týdny	1 424 Kč

Obj. číslo	Objem [ml]	Vnější průměr [mm]	Vnitřní průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 950 210 050	10	50	40	25	3-4 týdny	1 551 Kč
130 950 210 060	13	60	50	27	3-4 týdny	1 831 Kč
130 950 210 075	24	75	60	30	4-6 týdnů	2 699 Kč
130 950 210 100	50	100	80	40	3-4 týdny	5 707 Kč
130 950 210 125	100	125	105	50	4-6 týdnů	11 259 Kč
130 950 210 150	200	150	125	65	4-6 týdnů	22 801 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 130 956 007 040	Náhradní tlouček k achátové třecí misce o objemu 8 ml	Nové	3 ks	<del>275 Kč</del> <b>220 Kč</b>

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*