

## KELÍMKY ŽÍHACÍ A TAVICÍ

VERKON > Sklo a porcelán > Porcelán > Kelímky žíhací a tavicí

### Kelímek žíhací a tavicí, kónický

- objem: 27, 50 nebo 120 ml
- bez víčka (víčko se objednává samostatně)
- materiál: AG 202 (C795), slinutá korundová keramika s 95% obsahem Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
- odolnost vůči taveninám do teploty 1500 °C
- **informace k dodávce:** kelímky se dodávají **bez** víčka



#### Korundové kelímky kónického tvaru

| Obj. číslo      | Popis             | Objem [ml] | Horní Ø [mm] | Dolní Ø [mm] | Výška [mm] | Dostupnost          | Cena / ks |
|-----------------|-------------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------------|-----------|
| 641 015 818 100 | Korundový kelímek | 27         | 35           | 25           | 45         | 1-2 týdny           | 416 Kč    |
| 641 015 818 200 | Korundový kelímek | 50         | 45           | 30           | 55         | Skladem, do 1 týdne | 585 Kč    |
| 641 015 818 300 | Korundový kelímek | 120        | 60           | 35           | 70         | Skladem, do 1 týdne | 1 131 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Korundová víčka

| Obj. číslo      | Popis                                       | Výška [mm] | Dostupnost          | Cena / ks |
|-----------------|---|------------|---------------------|-----------|
| 641 015 830 700 | Korundové víčko pro kelímek o průměru 35 mm | 5          | 1-2 týdny           | 142 Kč    |
| 641 015 827 700 | Korundové víčko pro kelímek o průměru 45 mm | 5          | Skladem, do 1 týdne | 165 Kč    |
| 641 015 830 800 | Korundové víčko pro kelímek o průměru 60 mm | 5          | Skladem, do 1 týdne | 174 Kč    |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Kelímek žíhací a tavicí, válcový

- objem: 1,7; 13 nebo 50 ml
- bez víčka (víčko se objednává samostatně)
- materiál: AG 202 (C795), slinitá korundová keramika s 95% obsahem  $\text{Al}_2\text{O}_3$
- odolnost vůči taveninám do teploty 1500 °C
- **informace k dodávce:** kelímky se dodávají **bez víčka**



### Korundové kelímky válcového tvaru

| Obj. číslo      | Popis             | Objem [ml] | Průměr [mm] | Výška [mm] | Dostupnost          | Cena / ks |
|-----------------|-------------------|------------|-------------|------------|---------------------|-----------|
| 641 015 818 400 | Korundový kelímek | 1,7        | 15          | 20         | Skladem, do 1 týdne | 200 Kč    |
| 641 015 818 500 | Korundový kelímek | 13         | 28          | 38         | Skladem, do 1 týdne | 382 Kč    |
| 641 015 818 600 | Korundový kelímek | 50         | 40          | 60         | Skladem, do 1 týdne | 662 Kč    |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Korundová víčka

| Obj. číslo      | Popis                                       | Výška [mm] | Dostupnost          | Cena / ks |
|-----------------|---|------------|---------------------|-----------|
| 641 015 830 600 | Korundové víčko pro kelímek o průměru 28 mm | 5          | Skladem, do 1 týdne | 134 Kč    |
| 641 015 824 400 | Korundové víčko pro kelímek o průměru 40 mm | 5          | Skladem, do 1 týdne | 151 Kč    |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*