

KELÍMKY ŽÍHACÍ A TAVICÍ

VERKON > Sklo a porcelán > Porcelán > Kelímky žíhací a tavicí

Kelímek žíhací a tavicí, kónický

- objem: 27, 50 nebo 120 ml
- bez víčka (víčko se objednává samostatně)
- materiál: AG 202 (C795), slinutá korundová keramika s 95% obsahem Al_2O_3
- odolnost vůči taveninám do teploty 1500 °C
- **informace k dodávce:** kelímky se dodávají **bez** víčka



Korundové kelímky kónického tvaru

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Horní Ø [mm]	Dolní Ø [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 015 818 100	Korundový kelímek	27	35	25	45	Skladem	416 Kč
641 015 818 200	Korundový kelímek	50	45	30	55	Skladem	585 Kč
641 015 818 300	Korundový kelímek	120	60	35	70	Skladem	1 131 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Korundová víčka

Obj. číslo	Popis	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 015 830 700	Korundové víčko pro kelímek o průměru 35 mm	5	Skladem	142 Kč
641 015 827 700	Korundové víčko pro kelímek o průměru 45 mm	5	Skladem	165 Kč
641 015 830 800	Korundové víčko pro kelímek o průměru 60 mm	5	Skladem	174 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kelímek žíhací a tavicí, válcový

- objem: 1,7; 13 nebo 50 ml
- bez víčka (víčko se objednává samostatně)
- materiál: AG 202 (C795), slinutá korundová keramika s 95% obsahem Al_2O_3
- odolnost vůči taveninám do teploty 1500 °C
- **informace k dodávce:** kelímky se dodávají **bez** víčka



Korundové kelímky válcového tvaru

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 015 818 400	Korundový kelímek	1,7	15	20	Skladem	200 Kč
641 015 818 500	Korundový kelímek	13	28	38	1-2 týdny	382 Kč
641 015 818 600	Korundový kelímek	50	40	60	Skladem	662 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Korundová víčka

Obj. číslo	Popis	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 015 830 600	Korundové víčko pro kelímek o průměru 28 mm	5	Skladem	134 Kč
641 015 824 400	Korundové víčko pro kelímek o průměru 40 mm	5	Skladem	151 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.