

MISKY ŽÍHACÍ

VERKON > Sklo a porcelán > Porcelán > Misky žíhací

Miska žíhací porcelánová, bez výlevky

Materiál: Porcelán

Výrobci a značky: Jizerská porcelánka

- 2 typy: nízká nebo hluboká
- různé objemy
- vysoká odolnost vůči kyselinám i zásadám
- teplotní odolnost do 1000 °C
- dle norem ČSN EN 1183, ČSN ISO 1775, ČSN EN 60672-3



Nízká žíhací miska

Obj. číslo	Typ	Provedení	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 322 204 201	Nízká	Bez výlevky	7	38	10	3-4 týdny	34 Kč
641 322 204 301	Nízká	Bez výlevky	9	44	11	3-4 týdny	39 Kč
641 322 204 401	Nízká	Bez výlevky	12	47	13	3-4 týdny	45 Kč
641 322 204 601	Nízká	Bez výlevky	70	81	20	3-4 týdny	70 Kč
641 322 204 801	Nízká	Bez výlevky	220	122	28	Skladem, do 1 týdne	139 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Hluboká žíhací miska

Obj. číslo	Typ	Provedení	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 322 203 101	Hluboká	Bez výlevky	8	30	15	3-4 týdny	42 Kč
641 322 203 201	Hluboká	Bez výlevky	21	40	20	3-4 týdny	45 Kč
641 322 203 301	Hluboká	Bez výlevky	35	50	25	3-4 týdny	65 Kč
641 322 203 401	Hluboká	Bez výlevky	64	60	30	Skladem, do 1 týdne	78 Kč
641 322 203 501	Hluboká	Bez výlevky	103	70	35	Skladem, do 1 týdne	82 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Miska žíhací porcelánová, s výlevkou

Materiál: Porcelán

Výrobci a značky: Jizerská porcelánka

- 2 typy: nízká nebo hluboká
- různé objemy
- vysoká odolnost vůči kyselinám i zásadám
- teplotní odolnost do 1000 °C
- dle norem ČSN EN 1183, ČSN ISO 1775, ČSN EN 60672-3



Nízká žíhací miska

Obj. číslo	Typ	Provedení	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 322 208 001	Nízká	S výlevkou	10	50	10	3-4 týdny	85 Kč
641 322 208 101	Nízká	S výlevkou	20	60	14	3-4 týdny	90 Kč
641 322 208 201	Nízká	S výlevkou	28	70	15	3-4 týdny	103 Kč
641 322 208 301	Nízká	S výlevkou	55	80	20	3-4 týdny	122 Kč
641 322 208 401	Nízká	S výlevkou	110	100	25	3-4 týdny	153 Kč
641 322 208 501	Nízká	S výlevkou	250	130	30	3-4 týdny	204 Kč
641 322 208 601	Nízká	S výlevkou	450	160	40	3-4 týdny	288 Kč
641 322 208 701	Nízká	S výlevkou	1100	200	55	3-4 týdny	834 Kč
641 322 208 801	Nízká	S výlevkou	1750	250	55	3-4 týdny	1 085 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Hluboká žíhací miska

Obj. číslo	Typ	Provedení	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 322 205 101	Hluboká	S výlevkou	8	30	15	4-6 týdnů	47 Kč
641 322 205 201	Hluboká	S výlevkou	21	40	20	3-4 týdny	51 Kč
641 322 205 301	Hluboká	S výlevkou	35	50	25	4-6 týdnů	65 Kč
641 322 205 401	Hluboká	S výlevkou	64	60	30	3-4 týdny	78 Kč
641 322 205 501	Hluboká	S výlevkou	103	70	35	3-4 týdny	84 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Miska žíhací porcelánová, čtyřhranná

Materiál: Porcelán

Výrobci a značky: Jizerská porcelánka

- různé objemy
- vysoká odolnost vůči kyselinám i zásadám
- teplotní odolnost do 1000 °C
- dle norem ČSN EN 1183, ČSN ISO 1775, ČSN EN 60672-3



Obj. číslo	Objem [ml]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 322 255 101	6	50	35	12	3-4 týdny	64 Kč
641 322 255 201	13	62	40	12	3-4 týdny	96 Kč
641 322 255 221	28	74	49	14	3-4 týdny	104 Kč
641 322 255 301	40	95	65	14	3-4 týdny	112 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Miska žíhací a tavicí, korundová

- různé objemy a tvary
- materiál: AG 202 (C795), slinitá korundová keramika s 95% obsahem Al₂O₃
- barva: bílá
- odolnost vůči taveninám do teploty 1450 °C



Obj. číslo	Typ	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 015 038 193	Talířek	40	7	3-4 týdny	277 Kč
641 015 038 194	Talířek	60	7	3-4 týdny	431 Kč
641 015 032 025	Oválná, s vysokým okrajem	60/54	24	3-4 týdny	520 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Typ	Rozměry [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 015 038 248	Lodička	120 x 30	15	Skladem, do 1 týdne	485 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.