

MISKY ŽÍHACÍ

VERKON > Sklo a porcelán > Porcelán > Misky žíhací

Miska žíhací porcelánová, bez výlevky

Materiál: Porcelán

Výrobci a značky: Jizerská porcelánka

- 2 typy: nízká nebo hluboká
- různé objemy
- vysoká odolnost vůči kyselinám i zásadám
- teplotní odolnost do 1000 °C
- dle norem ČSN EN 1183, ČSN ISO 1775, ČSN EN 60672-3



Nízká žíhací miska

Obj. číslo	Typ	Provedení	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 322 204 201	Nízká	Bez výlevky	7	38	10	3-4 týdny	34 Kč
641 322 204 301	Nízká	Bez výlevky	9	44	11	3-4 týdny	38 Kč
641 322 204 401	Nízká	Bez výlevky	12	47	13	3-4 týdny	44 Kč
641 322 204 601	Nízká	Bez výlevky	70	81	20	Skladem	68 Kč
641 322 204 801	Nízká	Bez výlevky	220	122	28	Skladem	137 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Hluboká žíhací miska

Obj. číslo	Typ	Provedení	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 322 203 101	Hluboká	Bez výlevky	8	30	15	3-4 týdny	41 Kč
641 322 203 201	Hluboká	Bez výlevky	21	40	20	3-4 týdny	44 Kč
641 322 203 301	Hluboká	Bez výlevky	35	50	25	3-4 týdny	64 Kč
641 322 203 401	Hluboká	Bez výlevky	64	60	30	Skladem	77 Kč
641 322 203 501	Hluboká	Bez výlevky	103	70	35	Skladem	80 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Miska žíhací porcelánová, s výlevkou

Materiál: Porcelán

Výrobci a značky: Jizerská porcelánka

- 2 typy: nízká nebo hluboká
- různé objemy
- vysoká odolnost vůči kyselinám i zásadám
- teplotní odolnost do 1000 °C
- dle norem ČSN EN 1183, ČSN ISO 1775, ČSN EN 60672-3



Nízká žíhací miska

Obj. číslo	Typ	Provedení	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 322 208 001	Nízká	S výlevkou	10	50	10	3-4 týdny	84 Kč
641 322 208 101	Nízká	S výlevkou	20	60	14	3-4 týdny	89 Kč
641 322 208 201	Nízká	S výlevkou	28	70	15	3-4 týdny	101 Kč
641 322 208 301	Nízká	S výlevkou	55	80	20	3-4 týdny	119 Kč
641 322 208 401	Nízká	S výlevkou	110	100	25	3-4 týdny	150 Kč
641 322 208 501	Nízká	S výlevkou	250	130	30	3-4 týdny	200 Kč
641 322 208 601	Nízká	S výlevkou	450	160	40	3-4 týdny	283 Kč
641 322 208 701	Nízká	S výlevkou	1100	200	55	3-4 týdny	818 Kč
641 322 208 801	Nízká	S výlevkou	1750	250	55	3-4 týdny	1 064 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Hluboká žíhací miska

Obj. číslo	Typ	Provedení	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 322 205 101	Hluboká	S výlevkou	8	30	15	4-6 týdnů	46 Kč
641 322 205 201	Hluboká	S výlevkou	21	40	20	3-4 týdny	50 Kč
641 322 205 301	Hluboká	S výlevkou	35	50	25	4-6 týdnů	63 Kč
641 322 205 401	Hluboká	S výlevkou	64	60	30	3-4 týdny	76 Kč
641 322 205 501	Hluboká	S výlevkou	103	70	35	3-4 týdny	82 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Miska žíhací porcelánová, čtyřhranná

Materiál: Porcelán Výrobci a značky: Jizerská porcelánka

- různé objemy
- vysoká odolnost vůči kyselinám i zásadám
- teplotní odolnost do 1000 °C
- dle norem ČSN EN 1183, ČSN ISO 1775, ČSN EN 60672-3



Obj. číslo	Objem [ml]	Délka [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 322 255 101	6	50	35	12	3-4 týdny	63 Kč
641 322 255 201	13	62	40	12	3-4 týdny	95 Kč
641 322 255 221	28	74	49	14	3-4 týdny	102 Kč
641 322 255 301	40	95	65	14	3-4 týdny	110 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Miska žíhací a tavicí, korundová

- různé objemy a tvary
- materiál: AG 202 (C795), slinutá korundová keramika s 95% obsahem Al_2O_3
- barva: bílá
- odolnost vůči taveninám do teploty 1450 °C



Obj. číslo	Typ	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 015 038 193	Talířek	40	7	3-4 týdny	277 Kč
641 015 038 194	Talířek	60	7	3-4 týdny	431 Kč
641 015 032 025	Oválná, s vysokým okrajem	60/54	24	3-4 týdny	520 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Typ	Rozměry [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 015 038 248	Lodička	120 x 30	15	3-4 týdny	485 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.