

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Plasty pro mikrobiologii > Krabice a přepravní obaly na mikroskla > Pouzdro přepravní na mikroskla 76 x 26 mm

Pouzdro přepravní na mikroskla 76 x 26 mm

Materiál: PP

- ploché provedení pro 1, 2 nebo 3 mikroskla
- krabička s postranními zářezy pro 5 mikroskel
- dobře těsnící víčko (ochrana před prachem a vlhkostí)
- materiál: PP
- vhodné pro skladování a přepravu
- **informace k dodávce:** pouzdra jsou dodávána prázdná, tj. bez mikroskel (obrázek je pouze ilustrační)



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [podložní](#) a [krycí](#) mikroskla, [papírové](#) a [plastové](#) krabice na mikroskla, [stříčky](#) a [skalpely](#).

Obj. číslo	Popis	Provedení	Pro počet skel	Dostupnost	Cena / ks
130 067 605 001	Obal na mikroskla	Ploché	1	4-6 týdnů	26 Kč
130 067 605 002	Obal na mikroskla	Ploché	2	4-6 týdnů	26 Kč
130 067 605 003	Obal na mikroskla	Ploché	3	4-6 týdnů	38 Kč
130 067 605 004	Obal na mikroskla	Krabička	5	4-6 týdnů	26 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.