

Přenoska bezpečnostní, PC

Materiál: PC A 121 °C

- pro bezpečné přenášení stojanů se zkumavkami a nádobek se vzorky
- průhledná pro snadnou detekci případného vylití vzorku
- uzavření pomocí 4 bezpečnostních zámků snižuje riziko nechtěného otevření přenosky
- autoklávatelná do 121 °C
- rozměry (š x d x v): 330 x 175 x 180 mm



Obj. číslo	Popis	Rozměry (š x d x v) [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 569	Přenoska bezpečnostní	330 x 175 x 180	4-6 týdnů	2 130 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.