

## PŘEPRAVNÍ NÁDOBY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Pomůcky pro kryogeniku > Přepravení nádoby

### Box izolační přepravní

Výrobci a značky: KGW ISOTHERM

Izolační box COB je určen pro přepravu a skladování produktů citlivých na teplo (suchý led, biologické vzorky, potraviny a další). Box se skládá z monoblokového polyethylenu a vnitřní polyuretanové izolace. Díky nízké hmotnosti a postranním úchytům se snadno přenáší a v laboratoři nalezne všestranné uplatnění.



- objem od 53 litrů do 420 litrů
- robustní konstrukce z monoblokového PE
- izolační jádro z polyuretanové pěny (tloušťka 60 - 90 mm)
- pevně uzavíratelné víko
- úchyty pro snadné přenášení
- nízká hmotnost
- splňuje normu IN-IR-RRC
- podrobnější technické informace naleznete níže v příloženém souboru ke stažení


Technické údaje					
TYP		COB 55	COB 130	COB 160	COB 420
Max. objem:		53 l	138 l	150 l	420 l
Vnější rozměry	Výška:	580 mm	715 mm	1050 mm	1050 mm
	Šířka:	600 mm	800 mm	800 mm	1200 mm
	Hloubka:	500 mm	600 mm	640 mm	800 mm
Vnitřní rozměry	Výška:	410 mm	520 mm	700 mm	700 mm
	Šířka:	415 mm	630 mm	580 mm	1000 mm
	Hloubka:	315 mm	420 mm	370 mm	600 mm
Hmotnost:		16 kg	31 kg	60 kg	95 kg
Odpar CO <sub>2</sub> za 24 hodin:		4,5 kg	7,5 kg	8,5 kg	18 kg
Teplotní rozsah:		-80 °C ... +80 °C			

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Dostupnost	Cena / ks
536 888 012 620	COB 55	53	Kontaktujte nás	
536 888 012 614	COB 130	138	Kontaktujte nás	
536 888 012 615	COB 160	150	Kontaktujte nás	

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Dostupnost	Cena / ks
536 888 012 623	COB 420	420	Kontaktujte nás	

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-COB-insulating-boxes-EN.pdf