

## Příslušenství k analytickým sítům Preciselekt

Jako příslušenství k analytickým sítům Preciselekt lze objednat:

- ověřovací listy
- dno pro suché nebo mokré prosévání
- různé typy vík



### Ověřovací listy

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 110 000 997	Ověřovací list pro síta Preciselekt 200 x 50 mm s třídícím médiem z drátěné tkaniny	10-12 týdnů	864 Kč
396 110 000 998	Ověřovací list pro síta Preciselekt 200 x 50 mm s třídícím médiem z děrovaného plechu	10-12 týdnů	456 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Ostatní příslušenství

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 110 000 006	Dno pro suché prosévání (miska), průměr 200 mm	10-12 týdnů	1 296 Kč
396 110 000 005	Dno pro mokré prosévání (miska s výtokem), průměr 200 mm	10-12 týdnů	2 256 Kč
396 110 000 008	Víko prosté, nerezové, průměr 200 mm	10-12 týdnů	480 Kč
396 110 000 009	Víko prosté, černě lakovaný hliník, průměr 200 mm	10-12 týdnů	480 Kč
396 110 000 007	Víko nerezové, s držadlem pro upínací popruh, průměr 200 mm	10-12 týdnů	960 Kč
396 110 000 010	Víko průhledné, průměr 200 mm	10-12 týdnů	1 260 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*