


## Příslušenství k inkubátorům ArgoLab ICN a ICF

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Jako volitelné příslušenství pro inkubátory ArgoLab nabízíme drátěné nebo děrované police a kolečka. Ceny volitelného vybavení (průchodka Ø 25 nebo 50 mm) vám rádi sdělíme na základě poptávky - v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu.

- děrovaná police se používá pouze v kombinaci s drátěnou policí (pokládá se na ni)



Obj. číslo	Kat. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
408 334 111 172	41101172	Kolečka pro ICN/ICF 200 a ICF 400	4	3-4 týdny	3 308 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
408 334 111 112	Police drátěná nerezová pro ICN 16	3-4 týdny	1 250 Kč
408 334 111 122	Police drátěná nerezová pro ICN 35	3-4 týdny	1 397 Kč
408 334 111 132	Police drátěná nerezová pro ICN 55	3-4 týdny	1 691 Kč
408 334 111 142	Police drátěná nerezová pro ICN 120	3-4 týdny	2 744 Kč
408 334 111 152	Police drátěná nerezová pro ICN 200	3-4 týdny	3 406 Kč
408 334 110 112	Police drátěná nerezová pro ICF 120	3-4 týdny	2 646 Kč
408 334 110 122	Police drátěná nerezová pro ICF 200	3-4 týdny	3 332 Kč
408 334 110 132	Police drátěná nerezová pro ICF 400	3-4 týdny	5 684 Kč
408 334 110 162	Police děrovaná pro ICF 120	3-4 týdny	2 352 Kč
408 334 110 172	Police děrovaná pro ICF 200	3-4 týdny	3 063 Kč
408 334 110 182	Police děrovaná pro ICF 400	3-4 týdny	4 288 Kč
408 334 111 902	IQ-OQ tištěný manuál pro všechny typy sušáren a inkubátorů ArgoLab	3-4 týdny	10 045 Kč

### Volitelné vybavení (je nutno objednat spolu s přístrojem, dodatečná montáž není možná):

408 331 110 152	Průchodka o Ø 25 mm pro inkubátory ICF	Kontaktujte nás
408 331 110 142	Průchodka o Ø 50 mm pro inkubátory ICF	Kontaktujte nás

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*