

## Příslušenství k sušárnám ArgoLab TCN a TCF

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Jako volitelné příslušenství pro sušárny ArgoLab nabízíme drátěné nebo děrované police a kolečka. Ceny volitelného vybavení (průchodka Ø 25 nebo 50 mm) vám rádi sdělíme na základě poptávky – v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu.



- děrovaná police se používá pouze v kombinaci s drátěnou policí (pokládá se na ni)

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
422 334 111 172	Kolečka pro TCN/TCF 200 a TCF 400	4	3-4 týdny	3 308 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
422 330 411 142	Police drátěná nerezová pro TCN 30	3-4 týdny	1 299 Kč
422 330 411 102	Police drátěná nerezová pro TCN/TCF 50	3-4 týdny	2 034 Kč
422 330 411 112	Police drátěná nerezová pro TCN 115 a TCF 120	Skladem, do 1 týdne	2 646 Kč
422 330 411 122	Police drátěná nerezová pro TCN/TCF 200	3-4 týdny	3 332 Kč
422 330 411 132	Police drátěná nerezová pro TCF 400	3-4 týdny	5 684 Kč
422 330 411 152	Police děrovaná pro TCN/TCF 50	3-4 týdny	1 593 Kč
422 330 411 162	Police děrovaná pro TCN 115 a TCF 120	3-4 týdny	2 352 Kč
422 330 411 172	Police děrovaná pro TCN/TCF 200	3-4 týdny	3 063 Kč
422 330 411 182	Police děrovaná pro TCF 400	3-4 týdny	4 288 Kč
422 330 411 192	IQ-OQ tištěný manuál pro všechny typy sušáren a inkubátorů ArgoLab	3-4 týdny	10 045 Kč
<b>Volitelné vybavení (je nutno objednat spolu s přístrojem, dodatečná montáž není možná):</b>			
422 330 793 325	Průchodka Ø 25 mm		Kontaktujte nás
422 330 793 350	Průchodka Ø 50 mm		Kontaktujte nás

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*