

Příslušenství pro butyrometry

A 121 °C

- pohárek a lodička: borosilikátové sklo 3.3
- zátka: materiál EPDM, barva šedá, rozměry 11 x 16 x 43 mm



Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
632 438 820 000	Lodička k butyrometrům	1-2 týdny	179 Kč
632 438 810 000	Pohárek k butyrometrům	1-2 týdny	75 Kč
331 597 301 102	Zátka k butyrometrům	3-4 týdny	17 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.