

Filtr pro přípravu HPLC vzorků, Průměr [mm]: 30, Velikost pórů [μ]: 0,45, Materiál membrány: celulóza, Sterilní: ano, Balení [ks]: 50, k produktu: Příslušenství pro dávkováče Labmax, Witeg

Výrobci a značky: Witeg

Volitelné příslušenství pro dávkováče Labmax

- redukce závitů (materiál: PP)
- filtry z regenerované celulózy (vhodné zejména pro přípravu HPLC vzorků), nesterilní i sterilní (baleny jednotlivě); zachytávají prach a slouží i jako bakteriální filtr
- náhradní dávkovací hadička (materiál: FEP)
- náhradní výtoková kanyla se skrytou maticí (materiál: FEP/PP)
- stočená výtoková hadice se skrytou maticí (materiál: FEP/PP); v objednávací tabulce je uveden vnitřní a vnější průměr
- zpětný ventil pro dýmavé a silně páchnoucí kapaliny a trubici pro dávkování chloridu vápenatého Vám rádi nabídneme na základě poptávky



Redukce závitů

Obj. číslo	Popis	Závit [mm]	Materiál	Dostupnost	Cena / ks
160 500 377 025	Redukce závitů	A25	PP	3-4 týdny	139 Kč
160 500 377 028	Redukce závitů	A28	PP	3-4 týdny	139 Kč
160 500 377 030	Redukce závitů	A30	PP	3-4 týdny	186 Kč
160 500 377 038	Redukce závitů	A38	PP	3-4 týdny	290 Kč
160 500 377 040	Redukce závitů	A40	PP	3-4 týdny	220 Kč
160 500 377 045	Redukce závitů	A45	PP	3-4 týdny	229 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Filtry pro přípravu HPLC vzorků, membrána z celulózy

Obj. číslo	Popis	Průměr [mm]	Velikost pórů [μ]	Sterilní	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 508 212 001	Filtr pro přípravu HPLC vzorků	13	0,2	ne	100	3-4 týdny	2 886 Kč

Obj. číslo	Popis	Průměr [mm]	Velikost pórů [μ]	Sterilní	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 508 212 002	Filtr pro přípravu HPLC vzorků	30	0,2	ne	100	3-4 týdny	3 463 Kč
160 508 212 003	Filtr pro přípravu HPLC vzorků	13	0,45	ne	100	3-4 týdny	2 886 Kč
160 508 212 004	Filtr pro přípravu HPLC vzorků	30	0,45	ne	100	3-4 týdny	3 463 Kč
160 508 214 001	Filtr pro přípravu HPLC vzorků	30	0,45	ano	50	3-4 týdny	2 822 Kč
160 508 214 002	Filtr pro přípravu HPLC vzorků	30	0,2	ano	50	3-4 týdny	2 822 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Ostatní příslušenství

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
160 500 375 001	Hadička dávkovací pro LABMAX o objemu 25 – 100 ml; Ø 7 x délka 310 mm	3-4 týdny	313 Kč
160 500 375 003	Kanyla výtoková se skrytou maticí, ohnutá, pro LABMAX o objemu 2,5 – 10 ml; délka 80 mm	3-4 týdny	207 Kč
160 500 375 004	Kanyla výtoková se skrytou maticí, ohnutá, pro LABMAX o objemu 25 – 100 ml; délka 120 mm	3-4 týdny	267 Kč
160 500 375 002	Hadice výtoková se skrytou maticí pro LABMAX o objemu 2,5 – 10 ml; Ø 2/3 x délka 180 mm	3-4 týdny	835 Kč
160 500 375 012	Hadice výtoková se skrytou maticí pro LABMAX o objemu 25 – 100 ml; Ø 4/6 x délka 180 mm	3-4 týdny	1 505 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-Witeg-Spare-parts-accessories-for-bottle-top-dispenser-EN.pdf