

Příslušenství pro elektrody WTW

Výrobci a značky: WTW

Jako volitelné příslušenství pro elektrody WTW nabízíme ochranná plastová nebo nerezová pouzdra a průtočné nádoby.

- ochranné plastové pouzdro A pHLab/K pro skleněné pH nebo ORP elektrody s délkou 120 mm (výrazně snižuje pravděpodobnost rozbití elektrody v laboratoři i terénu)
- ochranné plastové pouzdro A 925/K pro elektrodu s fixním kabelem (pH elektroda SensoLyt 900, vodivostní cela TetraCon 925, kyslíková sonda FDO 925)
- ochranné plastové pouzdro A 925-P/K pro IDS elektrody typu P s konektorovou hlavou AS/IDS (pH elektroda SensoLyt 900-P, redox elektroda SensoLyt ORP 900-P, vodivostní cela TetraCon 925-P, kyslíková sonda FDO 925-P, sonda pro měření zákalu VisoTurb 900-P)
- ochranné pouzdro A 925-P/S z nerezové oceli pro IDS elektrody typu P s konektorovou hlavou AS/IDS (pH elektroda SensoLyt 900-P, redox elektroda SensoLyt ORP 900-P, vodivostní cela TetraCon 925-P, kyslíková sonda FDO 925-P), lze je použít i pro **hloubkové měření**
- plastová průtočná nádoba D 3Sen s hadicovou olivkou ID 3/4" pro stanovení až 3 parametrů současně (umožňuje připojení až 3 pH, ORP, vodivostních nebo kyslíkových elektrod, včetně IDS elektrod)



Ochranná plastová a nerezová pouzdra

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
470 300 903 841	A pHLab/K	Ochranné plastové pouzdro pro skleněné pH nebo ORP elektrody o délce 120 mm	4-6 týdnů	3 231 Kč
470 300 903 836	A 925/K	Ochranné pouzdro (POM) pro elektrodu s fixním kabelem	4-6 týdnů	7 480 Kč
470 300 903 839	A 925-P/K	Ochranné pouzdro (POM) pro IDS elektrody typu P s konektorovou hlavou AS/IDS	4-6 týdnů	6 306 Kč
470 300 903 840	A 925-P/S	Ochranné pouzdro z nerezové oceli pro IDS elektrody typu P s konektorovou hlavou AS/IDS	4-6 týdnů	12 326 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Průtočná nádoba

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
470 300 903 842	D 3Sen	Plastová průtočná nádoba s hadicovou olivkou ID 3/4" pro stanovení až 3 parametrů současně	4-6 týdnů	17 867 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.