

## Příslušenství pro inkubátory třepací Witeg WIS

Výrobci a značky: Witeg


Jako volitelné příslušenství pro třepací inkubátory WIS lze objednat náhradní univerzální perforovanou desku, univerzální desku s pružinami a svorky pro upevnění Erlenmeyerových baňek.

**Upozornění:** U produktů Witeg je v současné době dodací lhůta až 12 týdnů. Pokud máte zájem o produkt s rychlejším termínem dodání, vyberte si z naší [nabídky](#), nebo nás kontaktujte a my Vám rádi pomůžeme s výběrem.



Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
<b>Příslušenství pro třepací inkubátor WIS-10R a WIS-10RL:</b>				
408 509 104 610	SP610	Deska univerzální perforovaná (rozměr desky 688 x 648 mm)	10-12 týdnů	3 739 Kč
408 509 104 510	SR510	Deska univerzální s pružinami pro uchycení různých velikostí nádob (rozměr desky 693 x 653 x h135 mm)	10-12 týdnů	14 363 Kč
<b>Příslušenství pro třepací inkubátor WIS-20R:</b>				
408 509 104 600	SP600	Deska univerzální perforovaná (rozměr desky 478 x 478 mm)	10-12 týdnů	1 891 Kč
408 509 104 500	SR500	Deska univerzální s pružinami pro uchycení různých velikostí nádob (rozměr desky 483 x 483 x h135 mm)	10-12 týdnů	10 967 Kč
<b>Příslušenství pro třepací inkubátor WIS-30R:</b>				
408 509 104 630	SP630	Deska univerzální perforovaná (rozměr desky 485 x 405 mm)	10-12 týdnů	3 301 Kč
408 509 104 530	SR530	Deska univerzální s pružinami pro uchycení různých velikostí nádob (rozměr desky 498 x 408 x h135 mm)	10-12 týdnů	13 798 Kč
<b>Společné příslušenství pro inkubátory WIS:</b>				
426 509 160 100 1	FHS100	Svorka s drátěnou pružinou pro 100ml Erlenmeyerovu baňku	3-4 týdny	284 Kč
426 509 160 250 1	FHS250	Svorka s drátěnou pružinou pro 250ml Erlenmeyerovu baňku	3-4 týdny	332 Kč
426 509 160 500 1	FHS500	Svorka s drátěnou pružinou pro 500ml Erlenmeyerovu baňku	3-4 týdny	366 Kč
426 509 161 000 1	FHS1000	Svorka s drátěnou pružinou pro 1000ml Erlenmeyerovu baňku	3-4 týdny	444 Kč

## Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Accessories-Shaking-Incubators-EN.pdf