

Příslušenství pro jednopaprskové spektrofotometry Onda

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Jako příslušenství pro **jednopaprskové** spektrofotometry Onda nabízíme různé typy držáků, adaptéry, náhradní lampy, protiprachový kryt a IQ/OQ dokumentaci.

- 4místný držák pro kyvety o optické délce do 50 mm
- 4místný držák pro kyvety o optické délce do 100 mm
- jednomístný držák kyvety o optické délce 10 mm, výška paprsku 15 mm
- jednomístný držák pro měření odrazivosti (5°, velikost vzorku min. 20 x 20 x 4 mm, výška středového nosníku 50 mm)
- jednomístný držák pro měření pevných vzorků (velikost vzorku 50 x 30 x 3 mm)
- adaptér pro kyvety 10 x 10 mm, 1 mm dráha
- deuteriová lampa
- protiprachový kryt
- IQ/OQ dokumentace



i Kompatibilitu držáků s kyvetami a kompatibilitu adaptéru s držáky si můžete ověřit v přiloženém souboru ke stažení.

Držáky na kyvety

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
464 861 000 212	4místný držák pro kyvety o optické délce do 50 mm	3-4 týdny	2 769 Kč
464 861 000 222	4místný držák pro kyvety o optické délce do 100 mm	3-4 týdny	4 337 Kč
464 861 000 232	Jednomístný držák kyvety o optické délce 10 mm, výška paprsku 15 mm	3-4 týdny	7 938 Kč
464 861 000 412	Jednomístný držák pro měření odrazivosti (5°, velikost vzorku min. 20 x 20 x 4 mm, výška středového nosníku 50 mm)	3-4 týdny	19 968 Kč
464 861 000 422	Jednomístný držák pro měření pevných vzorků (velikost vzorku 50 x 30 x 3 mm)	3-4 týdny	3 749 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Adaptér pro 10mm kyvety

Obj. číslo	Popis	Min. odběr	Dostupnost	Cena / ks
------------	-------	------------	------------	-----------

Obj. číslo	Popis	Min. odběr	Dostupnost	Cena / ks
464 861 000 582	Adaptér pro kyvety 10 x 10 mm, 1 mm dráha	2 ks	3-4 týdny	1 495 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní deuteriová lampa a protiprachový kryt

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
464 861 000 922	Deuteriová lampa (UV rozsah) pro spektrofotometry ONDA	3-4 týdny	10 535 Kč
464 861 000 932	Protiprachový kryt pro spektrofotometry ONDA	3-4 týdny	490 Kč


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

IQ/OQ dokumentace, software

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
464 861 000 192	IQ/OQ dokumentace pro spektrofotometry Onda	3-4 týdny	8 820 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Onda-VIS-AND-UV-VIS-Spectrophotometers-EN.pdf](#)