

Příslušenství pro magnetické míchačky ArgoLab

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Jako příslušenství k magnetickým míchačkám ArgoLab nabízíme magnetická míchadla, teplotní čidlo, stojanovou tyč, držák, křížovou svorku a reakční bloky.



- magnetická míchadla různých tvarů a velikostí
- teplotní čidlo PT1000
- stojanová tyč, svorka a držák teplotního čidla
- reakční bloky pro nádobky o objemu 4 – 40 ml (POZOR – používají se v kombinaci se základovou deskou, která se objednává samostatně)
- reakční bloky pro baňky s kulatým dnem

Teplotní čidlo, stojanová tyč, svorka a držák

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 330 002 513	Teplotní čidlo PT1000, délka 230 mm	3-4 týdny	2 254 Kč
413 330 002 523	Stojanová tyč, křížová svorka a držák teplotního čidla	3-4 týdny	1 176 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Reakční bloky pro magnetické míchačky s pracovní plochou o Ø 135 mm

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
Reakční bloky pro nádobky o objemu 4 až 40 ml (používají se v kombinaci se základovou deskou):			
413 330 002 583	Základová deska pro reakční bloky s otvory	3-4 týdny	2 891 Kč
413 330 002 623	Blok reakční se 4 otvory pro nádobky o objemu 40 ml, Ø otvorů 28 mm, hloubka 43 mm, černý	3-4 týdny	1 789 Kč
413 330 002 613	Blok reakční se 4 otvory pro nádobky o objemu 30 ml, Ø otvorů 28 mm, hloubka 30 mm, modrý	3-4 týdny	1 593 Kč
413 330 002 603	Blok reakční se 4 otvory pro nádobky o objemu 20 ml, Ø otvorů 28 mm, hloubka 24 mm, fialový	3-4 týdny	1 397 Kč
413 330 002 643	Blok reakční se 4 otvory pro nádobky o objemu 16 ml, Ø otvorů 21,6 mm, hloubka 31,7 mm, žlutý	3-4 týdny	1 600 Kč
413 330 002 633	Blok reakční se 6 otvory pro nádobky o objemu 8 ml, Ø otvorů 17,8 mm, hloubka 26 mm, zelený	3-4 týdny	1 642 Kč
413 330 002 593	Blok reakční s 11 otvory pro nádobky o objemu 4 ml, Ø otvorů 15,2 mm, hloubka 20 mm, červený	3-4 týdny	1 666 Kč
Reakční bloky pro baňky s kulatým dnem:			

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 330 002 663	Blok reakční pro 100ml baňku s kulatým dnem	3-4 týdny	2 940 Kč
413 330 002 673	Blok reakční pro 250ml baňku s kulatým dnem	3-4 týdny	3 087 Kč
413 330 002 683	Blok reakční pro 500ml baňku s kulatým dnem	3-4 týdny	3 283 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.