

Příslušenství pro mikropipety IKA Pette

Náš TIP Výrobci a značky: IKA

Nabídka volitelného příslušenství k mikropipetám IKA [Pette fix](#), [Pette vario](#) a [Pette multi](#).

- univerzální špičky bez graduace balené v sáčcích
- transparentní špičky s graduací balené v sáčcích nebo boxech
- sterilní špičky Biosphere plus s filtrem pro přesnější dávkování vzorku balené v zásobnících (průhledné, bez DNA, DNázy/RNázy, PCR inhibitorů, ATP a pyrogenů/endotoxinů)
- filtry pro pipety Pette vario o objemu 0,5 – 5 ml a 1 – 10 ml (zabránění kontaminace vnitřku pipety)
- stojany na pipety
- software IPCS pro uživatelskou kalibraci pipet s možností ukládání dat a poznámek



Univerzální nesterilní špičky bez graduace balené v sáčcích

Obj. číslo	Popis	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 482 114 634	Univerzální špičky, objem 10 µl	Sáček	1000	2-3 týdny	404 Kč
160 482 114 635	Univerzální špičky, objem 200 µl	Sáček	1000	2-3 týdny	306 Kč
160 482 114 636	Univerzální špičky, objem 1000 µl	Sáček	1000	2-3 týdny	306 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nesterilní špičky s graduací balené v sáčcích nebo boxech

Obj. číslo	Popis	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
Pipetovací špičky balené v sáčku:					
160 480 217 829	Špičky L, objem 5 ml	10 sáčků x 250 ks	2500	2-3 týdny	5 635 Kč
160 480 217 831	Špičky XL, objem 10 ml	5 sáčků x 200 ks	1000	2-3 týdny	5 905 Kč
Pipetovací špičky balené v boxech:					
160 482 116 857	Špičky XS, objem 10 µl	10 boxů po 96 ks	960	2-3 týdny	1 605 Kč
160 482 116 858	Špičky S, objem 200 µl	10 boxů po 96 ks	960	2-3 týdny	1 605 Kč
160 482 116 859	Špičky M, objem 1000 µl	10 boxů po 60 ks	600	2-3 týdny	1 250 Kč
160 480 217 830	Špičky L, objem 5 ml	10 boxů po 50 ks	500	2-3 týdny	2 965 Kč

Obj. číslo	Popis	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 480 217 832	Špičky XL, objem 10 ml	10 boxů po 25 ks	250	2-3 týdny	3 553 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Sterilní špičky Biosphere plus s filtrem balené ve stohovatelných zásobnících

Obj. číslo	Popis	Typ balení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 480 217 820	Špičky XS s filtrem, objem 10 µl	4x 5 zásobníků po 96 ks	1920	2-3 týdny	5 341 Kč
160 480 217 824	Špičky S s filtrem, objem 200 µl	4x 5 zásobníků po 96 ks	1920	2-3 týdny	5 341 Kč
160 480 210 000	Špičky M s filtrem, objem 1000 µl	4x 5 zásobníků po 96 ks	1920	2-3 týdny	4 141 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojany na pipety, software pro uživatelskou kalibraci

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
160 480 218 987	Stojan na 3 jednobáňové nebo 1 vícebáňovou pipetu	2-3 týdny	1 923 Kč
160 480 217 134	Stojan na 6 jedno- nebo vícebáňových pipet (nebo jejich kombinaci)	2-3 týdny	2 744 Kč
160 480 222 141	Kalibrační software IPCS	2-3 týdny	7 031 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Filtry pro pipety Pette vario

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
160 480 216 449	Filtr pro pipetu Pette vario s nastavitelným objemem 0,5 – 5 ml	100	2-3 týdny	1 029 Kč
160 480 216 450	Filtr pro pipetu Pette vario s nastavitelným objemem 1 – 10 ml	100	2-3 týdny	1 029 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.