

Příslušenství pro oběhové termostaty Julabo CORIO a DYNEO

Výrobci a značky: Julabo

Volitelné příslušenství k oběhovým termostatům Julabo CORIO a DYNEO usnadňuje práci s přístroji, prodlužuje jejich životnost šetrnou a efektivní údržbou a rozšiřuje možnosti jejich externích i interních aplikací.

Kromě níže vybraných produktů nabízíme také široký výběr příslušenství v přiloženém PDF souboru ke stažení umístěném pod objednáací tabulkou. V této nabídce naleznete mimo jiné i univerzální příslušenství (USB kabely, různé typy adaptérů, hadiček), kalibrační a výrobní certifikáty či řídicí laboratorní software – v případě zájmu o toto příslušenství či podrobnější informace kontaktujte produktového specialistu.




| Přehled kompatibility příslušenství s oběhovými termostaty Julabo | |
|--|--|
| Popis | Kompatibilní s oběhovými termostaty Julabo |
| Stojan pro 10 Falcon zkumavek o objemu 50 ml | CORIO C-B5, C-BT5, CD-200F – 300F, CD-B5, CD-BT5, CP-200F – 300F, CP-BC4, CP-BC6, DYNEO DD-200F – 300F |
| Stojan pro 30 zkumavek 17 x 100 mm | |
| Stojan pro 42 zkumavek 10/11 x 40 mm | |
| Stojan pro 42 zkumavek 12/13 x 75 mm | |
| Stojan pro 21 zkumavek o průměru 30 mm | CORIO C-B13 – B27, C-BT19, C-BT27, CD-B13 – B33, CD-BT19, CD-BT27 |
| Stojan pro 60 zkumavek 16/17 x 100 mm | |
| Stojan pro 90 zkumavek 12/13 x 75 mm | |
| Koš pro 20 láhví o objemu 0,33/0,5 l | CORIO CD-1001F, CP-1001F, DYNEO DD-1001F |
| Výškově nastavitelná platforma pro modely CORIO C, CD (řady B) | CORIO C-B13, C-B17, CD-B13, CD-B17 |
| Výškově nastavitelná platforma pro modely CORIO C, CD (řad B, BT) | CORIO C-B19, C-B27, C-BT19, C-BT27, CD-B19, CD-B27, CD-BT19, CD-BT27 |
| Výškově nastavitelná platforma pro modely CORIO CD, CP, DD (řad BC, F) | CORIO CD-900F, CD-BC26, CP-900F, CP-BC26, DYNEO DD-900F, DD-BC26 |
| <p>i Stojany z nerezové oceli jsou vhodné pro práci do teploty 150 °C, stojany z plastu do max. teploty 100 °C.</p> | |

| Obj. číslo | Popis | Pro objem lázně [l] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---|---------------------|------------|-----------|
| 424 389 970 323 | Stojan pro 10 50ml zkumavek typu Falcon; nerez ocel | 3-6 | 3-4 týdny | 2 525 Kč |

| Obj. číslo | Popis | Pro objem lázně [l] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--|------------------------|------------|-----------|
| 424 389 970 320 | Stojan pro 30 zkumavek (průměr x délka: 17 x 100 mm); nerez ocel | 3-6 | 3-4 týdny | 2 525 Kč |
| 424 389 970 322 | Stojan pro 42 zkumavek (průměr x délka: 10/11 x 40 mm); nerez ocel | 3-6 | 3-4 týdny | 2 525 Kč |
| 424 389 970 321 | Stojan pro 42 zkumavek (průměr x délka: 12/13 x 75 mm); nerez ocel | 3-6 | 3-4 týdny | 2 525 Kč |
| 424 389 970 303 | Stojan pro 21 zkumavek o průměru 30 mm; plast | 9-39 | 3-4 týdny | 1 515 Kč |
| 424 389 970 300 | Stojan pro 60 zkumavek (průměr x délka: 16/17 x 100 mm); plast | 9-39 | 3-4 týdny | 1 515 Kč |
| 424 389 970 301 | Stojan pro 90 zkumavek (průměr x délka: 12/13 x 75 mm); plast | 9-39 | 3-4 týdny | 1 515 Kč |
| 424 389 970 337 | Koš pro 20 láhví o objemu 0,33/0,5 l; nerez ocel | 42-56 | 3-4 týdny | 18 375 Kč |
| 424 389 970 503 | Výškově nastavitelná platforma pro modely CORIO C, CD (řady B); nerez ocel | 9-17 | 3-4 týdny | 8 375 Kč |
| 424 389 970 502 | Výškově nastavitelná platforma pro modely CORIO C, CD (řad B, BT); nerez ocel | 14-27 | 3-4 týdny | 8 750 Kč |
| 424 389 970 506 | Výškově nastavitelná platforma pro modely CORIO CD, CP, DD (řad BC, F); nerez ocel | 19-30 | 3-4 týdny | 9 375 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Volitelné-příslušenství-k-oběhovým-termostatům-Julabo-CORIO-a-DYNEO.pdf