

Příslušenství pro oběhové termostaty Julabo CORIO a DYNEO, Popis: Výškově nastavitelná platforma pro modely CORIO C, CD (řady B); nerez ocel, Pro objem lázně [l]: 9-17

Výrobci a značky: Julabo

Volitelné příslušenství k oběhovým termostatům Julabo CORIO a DYNEO usnadňuje práci s přístroji, prodlužuje jejich životnost šetrnou a efektivní údržbou a rozšiřuje možnosti jejich externích i interních aplikací.

Kromě níže vybraných produktů nabízíme také široký výběr příslušenství v přiloženém PDF souboru ke stažení umístěném pod objednáací tabulkou. V této nabídce naleznete mimo jiné i univerzální příslušenství (USB kabely, různé typy adaptérů, hadiček), kalibrační a výrobní certifikáty či řídicí laboratorní software – v případě zájmu o toto příslušenství či podrobnější informace kontaktujte produktového specialistu.



Přehled kompatibility příslušenství s oběhovými termostaty Julabo

Popis	Kompatibilní s oběhovými termostaty Julabo
Stojan pro 10 Falcon zkumavek o objemu 50 ml	CORIO C-B5, C-BT5, CD-200F – 300F, CD-B5, CD-BT5, CP-200F – 300F, CP-BC4, CP-BC6, DYNEO DD-200F – 300F
Stojan pro 30 zkumavek 17 x 100 mm	
Stojan pro 42 zkumavek 10/11 x 40 mm	
Stojan pro 42 zkumavek 12/13 x 75 mm	
Stojan pro 21 zkumavek o průměru 30 mm	CORIO C-B13 – B27, C-BT19, C-BT27, CD-B13 – B33, CD-BT19, CD-BT27
Stojan pro 60 zkumavek 16/17 x 100 mm	
Stojan pro 90 zkumavek 12/13 x 75 mm	
Koš pro 20 láhví o objemu 0,33/0,5 l	CORIO CD-1001F, CP-1001F, DYNEO DD-1001F
Výškově nastavitelná platforma pro modely CORIO C, CD (řady B)	CORIO C-B13, C-B17, CD-B13, CD-B17
Výškově nastavitelná platforma pro modely CORIO C, CD (řad B, BT)	CORIO C-B19, C-B27, C-BT19, C-BT27, CD-B19, CD-B27, CD-BT19, CD-BT27
Výškově nastavitelná platforma pro modely CORIO CD, CP, DD (řad BC, F)	CORIO CD-900F, CD-BC26, CP-900F, CP-BC26, DYNEO DD-900F, DD-BC26



Stojany z nerezové oceli jsou vhodné pro práci do teploty 150 °C, stojany z plastu do max. teploty 100 °C.

Obj. číslo	Popis	Pro objem lázně [l]	Dostupnost	Cena / ks
------------	-------	---------------------	------------	-----------

Obj. číslo	Popis	Pro objem lázně [l]	Dostupnost	Cena / ks
424 389 970 323	Stojan pro 10 50ml zkumavek typu Falcon; nerez ocel	3-6	3-4 týdny	2 475 Kč
424 389 970 320	Stojan pro 30 zkumavek (průměr x délka: 17 x 100 mm); nerez ocel	3-6	3-4 týdny	2 475 Kč
424 389 970 322	Stojan pro 42 zkumavek (průměr x délka: 10/11 x 40 mm); nerez ocel	3-6	3-4 týdny	2 475 Kč
424 389 970 321	Stojan pro 42 zkumavek (průměr x délka: 12/13 x 75 mm); nerez ocel	3-6	3-4 týdny	2 475 Kč
424 389 970 303	Stojan pro 21 zkumavek o průměru 30 mm; plast	9-39	3-4 týdny	1 500 Kč
424 389 970 300	Stojan pro 60 zkumavek (průměr x délka: 16/17 x 100 mm); plast	9-39	3-4 týdny	1 500 Kč
424 389 970 301	Stojan pro 90 zkumavek (průměr x délka: 12/13 x 75 mm); plast	9-39	3-4 týdny	1 500 Kč
424 389 970 337	Koš pro 20 láhví o objemu 0,33/0,5 l; nerez ocel	42-56	3-4 týdny	18 000 Kč
424 389 970 503	Výškově nastavitelná platforma pro modely CORIO C, CD (řady B); nerez ocel	9-17	3-4 týdny	8 150 Kč
424 389 970 502	Výškově nastavitelná platforma pro modely CORIO C, CD (řad B, BT); nerez ocel	14-27	3-4 týdny	8 500 Kč
424 389 970 506	Výškově nastavitelná platforma pro modely CORIO CD, CP, DD (řad BC, F); nerez ocel	19-30	3-4 týdny	9 125 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Volitelné-příslušenství-k-oběhovým-termostatům-Julabo-CORIO-a-DYNEO.pdf