

Příslušenství pro přenosné přístroje Mettler Toledo FiveGo

Výrobci a značky: Mettler Toledo

Jako volitelné příslušenství k přenosným přístrojům Mettler Toledo série FiveGo nabízíme přenosný kufřík, držák elektrody a krytky, zápěstní řemínek a lahvičky na vzorky.

- přenosný kufřík s výstelkou a výřezy
- držák elektrody a krytky (držák lze umístit na pravou i levou stranu přístroje)
- zápěstní řemínek Mettler Toledo
- plastové 50ml lahvičky na vzorky (4 ks v balení)
- kompatibilní s přenosnými [pH metry FiveGo F2](#), [konduktometry FiveGo F3](#) a [oximetry FiveGo F4](#)



Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
460 430 239 142	Přenosný kufřík pro měřicí přístroje Mettler Toledo série FiveGo, včetně 4 ks lahviček na vzorky	2-3 týdny	3 283 Kč
460 430 239 144	Držák elektrody a krytky pro měřicí přístroje Mettler Toledo série FiveGo	2-3 týdny	605 Kč
460 430 122 304	Zápěstní řemínek pro měřicí přístroje Mettler Toledo série FiveGo	2-3 týdny	397 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
460 430 239 143	Lahvičky na vzorky (vhodné do přenosného kufříku pro měřicí přístroje Mettler Toledo série FiveGo), objem 50 ml	4	4-6 týdnů	605 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.