

Příslušenství pro spektrofotometry Onda TOUCH Single Beam

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Jako **příslušenství** pro jednopaprskové **spektrofotometry Onda TOUCH Single Beam** nabízíme:

- **držáky kyvet:** držáky pro optickou délku do 50/100 mm, jednomístný držák na mikrokyvety, držák na kulaté kyvety, držák pro měření odrazivosti, držáky pro měření pevných vzorků
- **automatické držáky kyvet**
- **adaptéry** pro čtvercové kyvety 10 x 10 mm s optickou délkou 1 mm nebo 1 - 3 mm
- **systémy Peltier/Sipper** pro měření při konstantní teplotě a/nebo průtoku
- **software Onda Easy UV pro PC:** fotometrie, kvantifikace, kinetika, spektrální skenování, multivlnová analýza, analýza DNA/proteinů, chromatická analýza vína
- **další příslušenství:** náhradní lampy, protiprachový kryt, tiskárna, IQ/OQ dokumentace



i Kompatibilitu držáků s kyvetami a kompatibilitu adaptéru s držáky si můžete ověřit v přiloženém souboru ke stažení.

Držáky na kyvety

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
464 861 000 202 1	Náhradní 4místný držák pro čtvercové kyvety o optické délce 10 mm	3-4 týdny	2 769 Kč
464 861 000 212	4místný držák pro kyvety o optické délce do 50 mm	3-4 týdny	2 769 Kč
464 861 000 222	4místný držák pro kyvety o optické délce do 100 mm	3-4 týdny	4 337 Kč
464 861 000 532	Držák kyvety o Ø 16 mm a max. výšce 90 mm, výška středového paprsku 45 mm	3-4 týdny	4 410 Kč
464 861 000 232	Jednomístný držák mikrokyvety o optické délce 10 mm, výška paprsku 15 mm	3-4 týdny	7 938 Kč
464 861 000 412	Jednomístný držák pro měření odrazivosti (5°, velikost vzorku min. 20 x 20 x 4 mm, výška středového nosníku 50 mm)	3-4 týdny	19 968 Kč
464 861 000 422	Jednomístný držák pro měření pevných vzorků (velikost vzorku 50 x 30 x 3 mm)	3-4 týdny	3 749 Kč
464 861 001 152	2polohový držák pro měření pevných vzorků (velikost vzorku 50 x 30 x 3 mm)	3-4 týdny	7 154 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Automatické držáky na květy

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
464 861 000 242	Automatický držák 8 květ o optické délce 10 mm	3-4 týdny	17 028 Kč
464 861 000 432	Automatický držák 5 květ o optické délce 10 až 100 mm	3-4 týdny	16 905 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Adaptéry pro 10mm květy

Obj. číslo	Popis	Min. odběr	Dostupnost	Cena / ks
464 861 000 582	Adaptér pro čtvercové květy 10 x 10 mm s optickou délkou 1 mm	2 ks	3-4 týdny	1 495 Kč
464 861 001 162 1	Adaptér pro čtvercové květy 10 x 10 mm s optickou délkou 1 – 3 mm	1 ks	3-4 týdny	1 470 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Lampy a protiprachový kryt

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
464 861 000 922	Deuteriová lampa (UV)	3-4 týdny	10 535 Kč
464 861 000 942	Wolframová halogenová lampa, horizontální vlákno (VIS)	3-4 týdny	2 254 Kč
464 861 000 932	Náhradní protiprachový kryt	3-4 týdny	490 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Systémy Peltier/Sipper

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
464 861 000 562	A-1201	Systém Peltier pro měření při konstantní teplotě 10 až 60 °C, včetně speciálního jednomístného termostatického držáku květy (bez květy)	3-4 týdny	33 075 Kč
464 861 000 552	A-1101	Systém Sipper pro měření při konstantním průtoku 1 až 8 ml/min, včetně držáku průtokové květy, hadiček a průtokové květy	3-4 týdny	34 055 Kč
464 861 000 572	A-1001	Systém Peltier/Sipper pro měření při konstantní teplotě 10 až 60 °C a průtoku 1 až 8 ml/min, včetně speciálního jednomístného termostatického držáku květy, hadiček a průtokové květy	3-4 týdny	39 151 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

IQ/OQ dokumentace, software, tiskárna

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
464 861 000 192	IQ/OQ dokumentace	3-4 týdny	8 820 Kč
464 861 000 442	Tiskárna, rozhraní RS232	3-4 týdny	8 330 Kč
464 861 000 972	Software Onda Easy UV pro PC (funkce: fotometrie, kvantifikace, kinetika, spektrální skenování, multivlnová analýza, analýza DNA/proteinů, chromatická analýza vína)	3-4 týdny	12 005 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Onda-VIS-AND-UV-VIS-Spectrophotometers-EN.pdf