

## Příslušenství pro třepací inkubátory ArgoLab SKI

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Jako volitelné příslušenství pro třepací inkubátory SKI lze objednat různé typy nástavců a svorky pro uchycení Erlenmeyerových baněk na perforovaný nástavec.



- perforovaný nástavec pro osazení svorkami pro rychlé uchycení Erlenmeyerových baněk pro třepací inkubátor SKI 4
- perforovaný nástavec pro osazení svorkami pro rychlé uchycení Erlenmeyerových baněk pro třepací inkubátory SKI 8 nebo 8R
- svorky pro uchycení 100 až 2000ml Erlenmeyerových baněk na perforovaný nástavec
- nástavec se čtyřmi posuvnými upínacími válci pro třepací inkubátor SKI 4
- nástavec se čtyřmi posuvnými upínacími válci pro třepací inkubátory SKI 8 nebo 8R
- protiskluzový nástavec pro třepací inkubátor SKI 4 (vhodný pro vzorky s nízkou viskozitou, Petriho misky, kultivační láhve)
- protiskluzový nástavec pro třepací inkubátory SKI 8 nebo 8R (vhodný pro vzorky s nízkou viskozitou, Petriho misky, kultivační láhve)

### Kapacita perforovaných nástavců - počet svorek pro uchycení Erlenmeyerových baněk

<b>Třepací inkubátor SKI 4</b>	23x 100 ml nebo 13x 200/250 ml nebo 8x 500 ml nebo 4x 1000 ml nebo 1x 2000 ml
<b>Třepací inkubátory SKI 8, SKI 8 R</b>	36x 100 ml nebo 18x 200/250 ml nebo 16x 500 ml nebo 9x 1000 ml nebo 4x 2000 ml

### Perforované nástavce

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
408 860 102 112	Nástavec perforovaný pro osazení svorkami pro uchycení Erlenmeyerových baněk pro třepací inkubátor SKI 4 (bez svorek)	3-4 týdny	3 185 Kč
408 860 102 122	Nástavec perforovaný pro osazení svorkami pro uchycení Erlenmeyerových baněk pro třepací inkubátory SKI 8 a 8R (bez svorek)	3-4 týdny	6 174 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Svorky pro baňky dle Erlenmeyera

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
408 860 102 132	Svorka pro 100ml baňku dle Erlenmeyera	3-4 týdny	417 Kč
408 860 102 142	Svorka pro 200/250ml baňku dle Erlenmeyera	3-4 týdny	515 Kč

<b>Obj. číslo</b>	<b>Popis</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
408 860 102 152	Svorka pro 500ml baňku dle Erlenmeyera	3-4 týdny	613 Kč
408 860 102 162	Svorka pro 1000ml baňku dle Erlenmeyera	3-4 týdny	931 Kč
408 860 102 172	Svorka pro 2000ml baňku dle Erlenmeyera	3-4 týdny	1 495 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### **Nástavce se čtyřmi posuvnými upínacími válci**

<b>Obj. číslo</b>	<b>Popis</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
408 860 102 042	Nástavec se čtyřmi posuvnými upínacími válci pro třepací inkubátor SKI 4	3-4 týdny	4 533 Kč
408 860 102 072	Nástavec se čtyřmi posuvnými upínacími válci pro třepací inkubátory SKI 8 a 8R	3-4 týdny	4 876 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### **Protiskluzové nástavce**

<b>Obj. číslo</b>	<b>Popis</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
408 860 102 052	Nástavec protiskluzový pro třepací inkubátor SKI 4	3-4 týdny	4 459 Kč
408 860 102 082	Nástavec protiskluzový pro třepací inkubátory SKI 8 a 8R	3-4 týdny	5 121 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*