

Příslušenství pro třepačky a třepací inkubátory Lauda

Výrobci a značky: Lauda

- podložka adhezivní **3949** - rozměr podložky lze upravit nůžkami, lze ji použít až do rychlosti 250 ot/min (v závislosti na tvaru, hmotnosti nádob a amplitudě kmitů)
- podložka protiskluzová **3951** a **3965** - pro nízké rychlosti, vhodná pro Petriho misky a baňky
- podnos s otvory pro upevnění svorek **3950**, **3966** a **3980** - z nerezové oceli, pro upevnění Erlenmeyerových baněk a dalšího příslušenství
- univerzální nástavce s posuvnými válci **3952** a **3967**
- stojany na zkumavky **3953** a **3954** - z nerezové oceli, s možností naklonění pod úhlem 90°, s upínacími pružinami (bezpečné a tiché třepání)
- pro pomoc s výběrem kontaktujte produktového specialistu
- **informace k dodávce:** příslušenství se dodává samostatně, tj. bez láhví, misek, baněk, zkumavek atd. (obrázky v galerii jsou pouze ilustrační)



Kapacita podnosů pro upevnění Erlenmeyerových baněk

Typ svorky	Objem baňky [ml]	Kapacita podnosu 3950 (pro třepačky VS 8)	Kapacita podnosu 3966 (pro třepačky VS 15 a třepací inkubátory VS 60 OI)	Kapacita podnosu 3980 (pro třepačky VS 30 O a třepací inkubátory VS 150 OI)
3983	25	45	79	99
3984	50	25	49	99
3985	100	16	36	50
3986	200	12	22	26
3987	250 - 300	9	16	26
3988	500	9	12	26
3989	1000	4	9	12
3990	2000	2	4	9

Kapacita podnosů pro upevnění dělicích nálevek

Typ svorky	Objem dělicí nálevky [ml]	NZ	Kapacita podnosu 3950 (pro třepačky VS 8)	Kapacita podnosu 3966 (pro třepačky VS 15 a třepací inkubátory VS 60 OI)
3957	50	19/26	6	11

3958	100	19/26	6	11
3959	250	19/26	4	8
3955	250	29/32	4	8
3956	500	29/32	3	6

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
Podložky adhezivní/protiskluzové:				
426 560 000 041	3949	Podložka adhezivní, rozměry 200 x 200 mm	4-6 týdnů	2 550 Kč
426 560 000 042	3951	Podložka protiskluzová gumová, rozměry 300 x 300 mm; pro třepačky VS 8	4-6 týdnů	1 905 Kč
426 560 000 043	3965	Podložka protiskluzová gumová, rozměry 420 x 420 mm, pro třepačky VS 15 a třepací inkubátory VS 60 OI	4-6 týdnů	3 650 Kč
Podnosy pro upevnění svorek:				
426 560 000 044	3950	Perforovaná deska pro upevnění svorek, rozměry 300 x 300 mm; pro třepačky VS 8	Skladem, do 1 týdne	2 525 Kč
426 560 000 045	3966	Perforovaná deska pro upevnění svorek, rozměry 450 x 450 mm; pro třepačky VS 15 a třepací inkubátory VS 60 OI	4-6 týdnů	4 525 Kč
426 560 000 047	3980	Perforovaná deska pro upevnění svorek, rozměry 670 x 537 mm; pro třepačky VS 30 O a třepací inkubátory VS 150 OI	4-6 týdnů	6 600 Kč
Nástavce:				
426 560 000 048	3952	Nástavec univerzální - 4 gumové přepážky; pro třepačky VS 8	4-6 týdnů	11 000 Kč
426 560 000 049	3967	Nástavec univerzální - 6 gumových přepážek; pro třepačky VS 15 a třepací inkubátory VS 60 OI	4-6 týdnů	11 950 Kč
426 560 000 050	3982	Nástavec univerzální - 2 podélné a 6 příčných tyčí; pro třepačky VS 30 O	4-6 týdnů	18 125 Kč
Svorky pro Erlenmeyerovy baňky:				
426 560 000 025	3983	Svorka pro upevnění Erlenmeyerovy baňky o objemu 25 ml	4-6 týdnů	563 Kč
426 560 000 026	3984	Svorka pro upevnění Erlenmeyerovy baňky o objemu 50 ml	4-6 týdnů	658 Kč
426 560 000 027	3985	Svorka pro upevnění Erlenmeyerovy baňky o objemu 100 ml	4-6 týdnů	673 Kč
426 560 000 028	3986	Svorka pro upevnění Erlenmeyerovy baňky o objemu 200 ml	4-6 týdnů	695 Kč
426 560 000 029	3987	Svorka pro upevnění Erlenmeyerovy baňky o objemu 250 - 300 ml	4-6 týdnů	763 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 560 000 030	3988	Svorka pro upevnění Erlenmeyerovy baňky o objemu 500 ml	4-6 týdnů	788 Kč
426 560 000 031	3989	Svorka pro upevnění Erlenmeyerovy baňky o objemu 1000 ml	4-6 týdnů	1 263 Kč
426 560 000 053	3990	Svorka pro upevnění Erlenmeyerovy baňky o objemu 2000 ml	4-6 týdnů	2 025 Kč
Svorky pro dělicí nálevky:				
426 560 000 054	3957	Svorka pro upevnění dělicí nálevky o objemu 50 ml	4-6 týdnů	1 575 Kč
426 560 000 055	3958	Svorka pro upevnění dělicí nálevky o objemu 100 ml	4-6 týdnů	1 575 Kč
426 560 000 056	3959	Svorka pro upevnění dělicí nálevky o objemu 250 ml	4-6 týdnů	1 575 Kč
426 560 000 057	3955	Svorka pro upevnění dělicí nálevky o objemu 250 ml, kónická forma	4-6 týdnů	1 575 Kč
426 560 000 058	3956	Svorka pro upevnění dělicí nálevky o objemu 500 ml	4-6 týdnů	1 750 Kč
Stojany na zkumavky:				
426 560 000 059	3953	Stojan na zkumavky o Ø 12 - 17 mm a délce 75 - 160 mm (max. 24 zkumavek); pro desky 3950, 3966 a 3980	4-6 týdnů	3 250 Kč
426 560 000 060	3954	Stojan na zkumavky o Ø 25 - 29 mm a délce 75 - 160 mm (max. 16 zkumavek); pro desky 3950, 3966 a 3980	4-6 týdnů	3 250 Kč
Držák na mikrotitrační destičky:				
426 560 000 061	3910	Držák na mikrotitrační destičky; pro desky 3950 a 3966	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.