

Příslušenství pro třepačky Heidolph 10xx

Výrobci a značky: Heidolph

Pro třepačky [Unimax 1010](#), [Promax 1020](#), [Duomax 1030](#), [Polymax 1040](#) a [Hei-SHAKE Orbital Core](#) je k dispozici široká nabídka příslušenství, které umožňuje práci s různými typy laboratorního skla.



- nástavce na uchycení Erlenmayerových baněk o objemu 25, 50, 100, 250, 500 nebo 1000 ml; tyto nástavce se šroubují přímo na třepací desku
- perforovaná deska typu 1000 pro osazení svorkami k uchycení Erlenmayerových baněk nebo pro uchycení až 3 ks držáku na dělicí nálevku o objemu 50 až 500 ml
- pružinové svorky pro Erlenmeyerovy baňky, které se upevňují na perforovanou desku typu 1000
- držák na dělicí nálevku o objemu 50 až 500 ml, který se upevňuje na perforovanou desku typu 1000; používá se pouze s třepačkami Unimax 1010, Promax 1020 a Hei-SHAKE Orbital Core
- nástavec pro 4 dělicí nálevky o objemu 50 nebo 100 ml; vhodný pro nálevky o délce 15,5 cm (od zátky pod kohout)
- univerzální nástavec s upínacími válci pro uchycení baněk nebo láhví
- náhradní upínací válec
- patrový nástavec pro třepačku Unimax 1010, Promax 1020 nebo Hei-SHAKE Orbital Core

Nástavce na uchycení Erlenmayerových baněk

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
392 497 200 000	Nástavec pro 22 ks 25ml baněk dle Erlenmeyera	2-3 týdny	7 025 Kč
392 497 300 000	Nástavec pro 14 ks 50ml baněk dle Erlenmeyera	2-3 týdny	5 300 Kč
392 497 400 000	Nástavec pro 9 ks 100ml baněk dle Erlenmeyera	2-3 týdny	5 200 Kč
392 497 500 000	Nástavec pro 5 ks 250ml baněk dle Erlenmeyera	2-3 týdny	4 975 Kč
392 497 600 000	Nástavec pro 4 ks 500ml baněk dle Erlenmeyera	2-3 týdny	5 400 Kč
392 497 700 000	Nástavec pro 2 ks 1000ml baněk dle Erlenmeyera	2-3 týdny	6 150 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Perforovaná deska typu 1000 pro osazení svorkami k uchycení Erlenmayerových baněk

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
392 495 920 000	Perforovaná deska typu 1000 pro osazení svorkami k uchycení Erlenmayerových baněk	2-3 týdny	3 000 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nástavce/držáky pro dělicí nálevky

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
392 497 800 000	Nástavec pro 4 dělicí nálevky o objemu 50 nebo 100 ml	2-3 týdny	8 450 Kč
426 840 113 893	Držák pro 1 dělicí nálevku o objemu 50, 100, 250 nebo 500 ml; připevňuje se na perforovanou desku typu 1000 (pouze pro třepačky Unimax 1010, Promax 1020 a Hei-SHAKE Orbital Core)	2-3 týdny	3 900 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nástavec s upínacími válci

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
392 497 000 000	Univerzální nástavec s upínacími válci pro uchycení baněk nebo láhví	2-3 týdny	7 175 Kč
392 497 100 000	Náhradní upínací válec	2-3 týdny	1 500 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Patrový nástavec (pouze pro třepačky Unimax 1010 a Promax 1020)

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 840 549 640	Patrový nástavec, tj. 4 podpěry a perforovaná deska (pro třepačky Unimax 1010, Promax 1020 a Hei-SHAKE Orbital Core)	2-3 týdny	6 975 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Další volitelné příslušenství:



Svorky pro upevnění baněk dle Erlenmeyera

- pro přichycení na perforovanou desku typu 1000

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Heidolph-Accessories-Shakers-and-Mixers-EN.pdf