

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VAKUOVOU FILTRACI

VERKON > Filtrace > Vakuová filtrace > Příslušenství pro vakuovou filtraci

Láhev zásobní pro vakuovou filtraci, Rocker

Výrobci a značky: Rocker

Jako příslušenství pro vakuovou filtraci nabízíme plastové nebo skleněné láhve na filtrát.

- různé objemy
- materiál: plast (PES, PC nebo PP) nebo borosilikátové sklo
- většina plastových láhví má víčko se sací armaturou a všechny mají ochranu proti přetečení
- skleněná láhev má olivku na hrdle i u dna a je dodávána se stabilizační podložkou
- všechny láhve jsou autoklávodatelné




Technické údaje							
Typ	Materiál	Objem [ml]	Graduace [ml]	Víčko se sací armaturou	ID hadice [mm]	Ochrana proti přetečení (PP)	Výtoková olivka (u dna)
197000-11	PES	1200	100	ano	8	ano	ne
197000-11-PC	PC	1200	100	ano	8	ano	ne
197000-12	PES	1200	100	ne	4 - 8	ano	ne
197200-47	PP	4000	500	ano	4 - 8	ano	ne
197200-48	PP	4000	500	ano	4 - 8	ano	ano
167100-15	sklo	1000	100	ne	8 (PP)	ne	ano

Obj. číslo	Typ	Materiál	Objem [ml]	Popis	Dostupnost	Cena / ks
140 519 700 011	197000-11	PES	1200	S graduací, ochranou proti přetečení a víčkem se sací armaturou	6-8 týdnů	4 783 Kč
140 519 701 173	197000-11-PC	PC	1200	S graduací, ochranou proti přetečení a víčkem se sací armaturou	6-8 týdnů	2 886 Kč

Obj. číslo	Typ	Materiál	Objem [ml]	Popis	Dostupnost	Cena / ks
140 519 700 012	197000-12	PES	1200	S graduací, ochranou proti přetečení a víčkem bez sací armatury	6-8 týdnů	4 288 Kč
140 519 720 047	197200-47	PP	4000	S graduací, ochranou proti přetečení a víčkem se sací armaturou	6-8 týdnů	3 134 Kč
140 519 720 048	197200-48	PP	4000	S graduací, ochranou proti přetečení, víčkem se sací armaturou a výtokovou olivkou u dna	3-4 týdny	3 958 Kč
140 516 710 015	167100-15	Sklo	1000	S odsávací olivkou na hrdle a výtokovou olivkou u dna, včetně stabilizační podložky	6-8 týdnů	3 711 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Video k produktu

 Nádoby pro vakuovou filtraci, Rocker