

## Příslušenství pro vlhkostní analyzátoři Ohaus série MB a MB Next Gen

Výrobci a značky: Ohaus

Jako příslušenství k vlhkostním analyzátorům Ohaus nabízíme:

- jednorázové i opakovaně použitelné misky na vzorky
- podložky ze skleněných vláken
- vzorkovnice
- držáky misek na vzorky
- náhradní kryty displeje
- bezpečnostní zámek
- sadu pro kalibraci teploty
- převodník rozhraní RS232/USB
- termotiskárnu, jehličkovou či **bezdrátovou** tiskárnu



Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 483 585 411	Jednorázové hliníkové misky na vzorky	50	3-4 týdny	564 Kč
396 480 252 478	Opakovaně použitelné misky na vzorky, Ø 90 mm, výška 7 mm	3	1-2 týdny	3 048 Kč
396 480 252 479	Opakovaně použitelné misky na vzorky, Ø 90 mm, výška 14 mm	3	1-2 týdny	3 096 Kč
396 480 850 087	Podložky ze skleněných vláken	200	1-2 týdny	1 939 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 480 252 477	Vzorkovnice	4-6 týdnů	1 342 Kč
396 480 252 476	Držák misek na vzorky pro MB23, MB25	1-2 týdny	1 546 Kč
396 430 246 947	Držák misek na vzorky pro MB120	1-2 týdny	1 541 Kč
396 480 252 475	Kryt displeje pro MB23, MB25	3-4 týdny	1 442 Kč
396 430 284 478	Kryt displeje pro MB120	4-6 týdnů	1 342 Kč
396 480 850 043	Bezpečnostní zámek	3-4 týdny	5 664 Kč
396 411 113 857	Sada pro kalibraci teploty	3-4 týdny	11 376 Kč
396 430 304 101	Převodník rozhraní RS232 na USB	3-4 týdny	2 086 Kč

<b>Obj. číslo</b>	<b>Popis</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
396 430 064 202 2	Jehličková tiskárna SF40A, včetně inkoustové kazety, 1 role papíru, PC softwaru, kabelu RS232 a napájecího adaptéru	1-2 týdny	19 200 Kč
396 480 251 993	Tepelná tiskárna STP103 bez propojovacího kabelu	1-2 týdny	13 920 Kč
396 480 252 581	Kabel pro připojení tiskárny STP103	1-2 týdny	2 676 Kč
396 480 251 931	Role termopapíru pro tiskárnu STP103	1-2 týdny	362 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*