

Příslušenství pro vodní lázně ArgoLab WB





Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Jako volitelné příslušenství pro vodní lázně ArgoLab nabízíme různé typy stojanů.

- typ 1: stojan pro 20 ks zkumavek o průměru 13 mm; rozměry 250 x 50 x 40 mm
- typ 2: stojan pro 20 ks zkumavek o průměru 18 mm; rozměry 250 x 50 x 40 mm
- typ 3: stojan pro 5 ks zkumavek o průměru 31 mm; rozměry 250 x 50 x 40 mm
- typ 4: stojan pro 8 ks láhví (biberon) o průměru 56 mm; rozměry 250 x 150 x 30 mm
- typ 5: stojan na 5 ks krevních vaků; rozměry 250 x 160 x 40 mm



i Každý stojan svojí šířkou zaujímá určitý počet modulů. Podle toho zjistíte, kolik stojanů lze ve vodní lázni použít. Stojany typu 1, 2 a 3 zabírají 1 modul, stojany typu 4 a 5 zabírají 3 moduly.

Typ vodní lázně	Kapacita vany
WB 5	
WB 12	
WB 22	
WB 40	

Stojany na zkumavky

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 860 101 802	1	Stojan pro 20 ks zkumavek o průměru 13 mm	3-4 týdny	1 274 Kč
411 860 101 812	2	Stojan pro 20 ks zkumavek o průměru 18 mm	3-4 týdny	1 372 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 860 101 822	3	Stojan pro 5 ks zkumavek o průměru 31 mm	3-4 týdny	1 372 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojan na láhve

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 860 101 842	4	Stojan pro 8 ks láhví (biberon) o průměru 56 mm	3-4 týdny	3 626 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Stojan na krevní vaky

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
411 860 101 852	5	Stojan na 5 ks krevních vaků	3-4 týdny	4 361 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.