

Přístroj destilační Witeg Biostill 4

Výrobci a značky: Witeg

Skleněný destilační přístroj Biostill 4 s plně automatizovaným provozem poskytuje maximální komfort obsluhy. Vyrobená destilovaná voda je bez pyrogenů a kovových iontů a vyznačuje se velmi nízkou vodivostí. Přístroj je díky své lehké konstrukci vhodný do školních laboratoří.

Základní charakteristika destilačního přístroje Biostill 4:

- výkon: 4,2 litrů za hodinu (výkon je závislý na kvalitě a tvrdosti vstupní vody, uváděné hodnoty jsou pouze orientační)
- přístroj sestává z elektrické a skleněné části, které jsou spojeny obrubou
- topné těleso umístěné ve skleněné části
- materiál skleněných částí: borosilikátové sklo 3.3
- plně automatizovaný provoz
- vhodný pro umístění na pracovní desku



Technické údaje	
Výkon ⁽¹⁾	4,2 l/h
Spotřeba vody	1 l/min
Konduktivita (při 20 °C)	1 µS/cm
Rozměry (š x d x v)	400 x 590 x 170 mm
Hmotnost	5,2 kg
Napájení	230 V, 50/60 Hz

Obj. číslo	Typ	Výkon	Dostupnost	Cena / ks
419 502 190 104	Biostill 4	4,2 l/h	10-12 týdnů	20 140 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Water-Distillation-Apparatus-Biostill-4-EN.pdf