

## Propojovací kabel pro elektrody Mettler Toledo série InLab

Výrobci a značky: Mettler Toledo

Propojovací kabely pro elektrody InLab s konektorovou hlavou S7 nebo MultiPin.

- kabely s konektory S7/BNC nebo S7/DIN v délce 1,2 nebo 3 nebo 5 m
- kabel s konektory S7/BNC s krytím IP67 (délka 1,2 m)
- kabely s konektory MultiPin/BNC+RCA v délce 1,2 nebo 3 nebo 5 m
- kabel s konektory MultiPin/BNC+RCA s krytím IP67 (délka 1,8 m)
- kabel s konektory MultiPin/BNC+4mm banánek nebo MultiPin/DIN+4mm banánek (délka 1,2 m)
- kabel s konektory MultiPin/DIN+RCA (délka 1,2 m)



### Propojovací kabely pro elektrody Mettler Toledo InLab s konektorovou hlavou S7

Obj. číslo	Popis	Typ	Délka [m]	Dostupnost	Cena / ks
470 433 281 915	Propojovací kabel pro elektrody InLab s konektorovou hlavou S7	S7/BNC	1,2	3-4 týdny	1 541 Kč
470 433 281 916	Propojovací kabel pro elektrody InLab s konektorovou hlavou S7	S7/BNC	3	3-4 týdny	2 288 Kč
470 433 281 917	Propojovací kabel pro elektrody InLab s konektorovou hlavou S7	S7/BNC	5	3-4 týdny	2 916 Kč
470 433 281 918	Propojovací kabel pro elektrody InLab s konektorovou hlavou S7	S7/BNC IP67	1,2	4-6 týdnů	1 708 Kč
470 433 281 919	Propojovací kabel pro elektrody InLab s konektorovou hlavou S7	S7/DIN 19262	1,2	3-4 týdny	1 722 Kč
470 433 281 920	Propojovací kabel pro elektrody InLab s konektorovou hlavou S7	S7/DIN 19262	3	3-4 týdny	2 560 Kč
470 433 281 921	Propojovací kabel pro elektrody InLab s konektorovou hlavou S7	S7/DIN 19262	5	3-4 týdny	3 406 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Propojovací kabely pro elektrody Mettler Toledo InLab s konektorovou hlavou MultiPin

<b>Obj. číslo</b>	<b>Popis</b>	<b>Typ</b>	<b>Délka [m]</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
470 433 281 896	Propojovací kabel pro elektrody InLab s konektorovou hlavou MultiPin	MultiPin/BNC+RCA	1,2	3-4 týdny	3 357 Kč
470 433 281 897	Propojovací kabel pro elektrody InLab s konektorovou hlavou MultiPin	MultiPin/BNC+RCA	3	3-4 týdny	4 190 Kč
470 433 281 898	Propojovací kabel pro elektrody InLab s konektorovou hlavou MultiPin	MultiPin/BNC+RCA	5	3-4 týdny	5 047 Kč
470 433 281 913	Propojovací kabel pro elektrody InLab s konektorovou hlavou MultiPin	MultiPin/BNC+RCA IP67	1,8	3-4 týdny	3 822 Kč
470 433 281 899	Propojovací kabel pro elektrody InLab s konektorovou hlavou MultiPin	MultiPin/BNC+4mm banánek	1,2	3-4 týdny	3 357 Kč
470 433 281 910	Propojovací kabel pro elektrody InLab s konektorovou hlavou MultiPin	MultiPin/DIN+RCA	1,2	3-4 týdny	3 332 Kč
470 433 281 911	Propojovací kabel pro elektrody InLab s konektorovou hlavou MultiPin	MultiPin/DIN+4mm banánek	1,2	3-4 týdny	3 357 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*