

## Propojovací kabel pro elektrody Mettler Toledo série InLab

Výrobci a značky: Mettler Toledo

Propojovací kabely pro elektrody InLab s konektorovou hlavou S7 nebo MultiPin.

- kabely s konektory S7/BNC nebo S7/DIN v délce 1,2 nebo 3 nebo 5 m
- kabel s konektory S7/BNC s krytím IP67 (délka 1,2 m)
- kabely s konektory MultiPin/BNC+RCA v délce 1,2 nebo 3 nebo 5 m
- kabel s konektory MultiPin/BNC+RCA s krytím IP67 (délka 1,8 m)
- kabel s konektory MultiPin/BNC+4mm banánek nebo MultiPin/DIN+4mm banánek (délka 1,2 m)
- kabel s konektory MultiPin/DIN+RCA (délka 1,2 m)



### Propojovací kabely pro elektrody Mettler Toledo InLab s konektorovou hlavou S7

| Obj. číslo      | Popis  | Typ          | Délka [m] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--|--------------|-----------|------------|-----------|
| 470 433 281 915 | Propojovací kabel pro elektrody InLab s konektorovou hlavou S7 | S7/BNC       | 1,2       | 3-4 týdny  | 1 541 Kč  |
| 470 433 281 916 | Propojovací kabel pro elektrody InLab s konektorovou hlavou S7 | S7/BNC       | 3         | 3-4 týdny  | 2 288 Kč  |
| 470 433 281 917 | Propojovací kabel pro elektrody InLab s konektorovou hlavou S7 | S7/BNC       | 5         | 3-4 týdny  | 2 916 Kč  |
| 470 433 281 918 | Propojovací kabel pro elektrody InLab s konektorovou hlavou S7 | S7/BNC IP67  | 1,2       | 4-6 týdnů  | 1 708 Kč  |
| 470 433 281 919 | Propojovací kabel pro elektrody InLab s konektorovou hlavou S7 | S7/DIN 19262 | 1,2       | 3-4 týdny  | 1 722 Kč  |
| 470 433 281 920 | Propojovací kabel pro elektrody InLab s konektorovou hlavou S7 | S7/DIN 19262 | 3         | 3-4 týdny  | 2 560 Kč  |
| 470 433 281 921 | Propojovací kabel pro elektrody InLab s konektorovou hlavou S7 | S7/DIN 19262 | 5         | 3-4 týdny  | 3 406 Kč  |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

**Propojovací kabely pro elektrody Mettler Toledo InLab s konektorovou hlavou MultiPin**

| <b>Obj. číslo</b> | <b>Popis</b>   | <b>Typ</b>               | <b>Délka [m]</b> | <b>Dostupnost</b> | <b>Cena / ks</b> |
|-------------------|--|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 470 433 281 896   | Propojovací kabel pro elektrody InLab s konektorovou hlavou MultiPin | MultiPin/BNC+RCA         | 1,2              | 3-4 týdny         | 3 357 Kč         |
| 470 433 281 897   | Propojovací kabel pro elektrody InLab s konektorovou hlavou MultiPin | MultiPin/BNC+RCA         | 3                | 3-4 týdny         | 4 190 Kč         |
| 470 433 281 898   | Propojovací kabel pro elektrody InLab s konektorovou hlavou MultiPin | MultiPin/BNC+RCA         | 5                | 3-4 týdny         | 5 047 Kč         |
| 470 433 281 913   | Propojovací kabel pro elektrody InLab s konektorovou hlavou MultiPin | MultiPin/BNC+RCA IP67    | 1,8              | 3-4 týdny         | 3 822 Kč         |
| 470 433 281 899   | Propojovací kabel pro elektrody InLab s konektorovou hlavou MultiPin | MultiPin/BNC+4mm banánek | 1,2              | 3-4 týdny         | 3 357 Kč         |
| 470 433 281 910   | Propojovací kabel pro elektrody InLab s konektorovou hlavou MultiPin | MultiPin/DIN+RCA         | 1,2              | 3-4 týdny         | 3 332 Kč         |
| 470 433 281 911   | Propojovací kabel pro elektrody InLab s konektorovou hlavou MultiPin | MultiPin/DIN+4mm banánek | 1,2              | 3-4 týdny         | 3 357 Kč         |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*