

Pufr pH koncentrát, Penta, Popis: Pufr fosfátový pH 7 (koncentrát pro přípravu 500 ml roztoku), Objem [ml]: 100

Výrobci a značky: Penta

- hodnota pH při teplotě 20 °C
- teplotní závislosti hodnoty pH jsou uvedeny na jednotlivých baleních
- v případě zájmu o jiné druhy pufrů kontaktujte produktového specialistu



Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
23810-10100	Pufr ftalátový pH 4 (koncentrát pro přípravu 500 ml roztoku)	100	Skladem	193 Kč
23820-10100	Pufr fosfátový pH 7 (koncentrát pro přípravu 500 ml roztoku)	100	Skladem	193 Kč
23830-10100	Pufr borátový pH 9 (koncentrát pro přípravu 500 ml roztoku)	100	Skladem	193 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

- Bezpečnostní-list-pufr-ftalátový-pH-4.pdf
- Bezpečnostní-list-pufr-fosfátový-pH-7.pdf
- Bezpečnostní-list-pufr-borátový-pH-9.pdf