

Pyknometr dle Gay-Lussaca, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- objem: 10, 25, 50 a 100 ml
- dle normy ISO 3507



Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	Přesnost [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 431 722 019	1621/10	10	±1,0	27	55	7/11	1-2 týdny	757 Kč
632 431 722 023	1621/25	25	±2,0	40	75	10/13	1-2 týdny	812 Kč
632 431 722 025	1621/50	50	±3,0	50	85	10/13	1-2 týdny	910 Kč
632 431 722 030	1621/100	100	±3,0	57	100	10/13	1-2 týdny	866 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.