

Pyknometr dle Reischauera, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 25 ml
- provedení se stupnicí a NZ, včetně zátky
- dle normy ISO 3507



Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	Provedení	Výška [mm]	NZ	Dostupnost	Cena / ks
632 431 831 023	1622/25	25	Se stupnicí, včetně zátky	105	10/13	1-2 týdny	817 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.