

Pytel na laboratorní odpad

Materiál: PP

- různé velikosti
- materiál: PP s vysokou odolností proti protržení a propíchnutí
- pevné švy
- autoklávatelný do 121 °C
- vhodný pro bezpečnou likvidaci laboratorního odpadu (Petriho misky, zkumavky, lahvičky, kultivační nádoby atd.), skladování i přepravu
- **informace k dodávce:** pytle jsou dodávány v balení po 100 nebo 500 ks



Pytle na laboratorní odpad, balení po 100 ks

Obj. číslo	Popis	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 063 930 001	Sáček na odpad	200 x 300	100	Skladem, do 1 týdne	220 Kč
130 063 930 002	Sáček na odpad	300 x 600	100	4-6 týdnů	593 Kč
130 063 930 003	Sáček na odpad	400 x 700	100	4-6 týdnů	918 Kč
130 063 930 004	Sáček na odpad	590 x 890	100	4-6 týdnů	1 796 Kč
130 063 930 005	Sáček na odpad	690 x 1100	100	4-6 týdnů	2 636 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pytle na laboratorní odpad, balení po 500 ks

Obj. číslo	Popis	Objem [l]	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
333 000 085 001	Sáček na odpad	3	255 x 400	500	3-4 týdny	1 900 Kč
333 000 085 002	Sáček na odpad	9	300 x 500	500	3-4 týdny	1 946 Kč
333 000 085 003	Sáček na odpad	14	400 x 600	500	3-4 týdny	3 440 Kč
333 000 085 004	Sáček na odpad	21	400 x 780	500	3-4 týdny	4 480 Kč

Obj. číslo	Popis	Objem [l]	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
333 000 085 005	Sáček na odpad	33	600 x 780	500	4-6 týdnů	4 940 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.