

ELEKTRODY ORP THETA 90

VERKON > Přístroje pro měření a analýzu > pH metry > Elektrody ORP Theta 90

Elektroda titrační, kovová, Theta 90

Titrační kovové elektrody používají jako měrnou část stříbro nebo platinu.

- kombinovaná stříbrná **AgC 103** pro argentometrické titrace
- dvouelektrodová platinová **BAT 103** pro biamperometrické, popř. bipotenciometrické titrace
- kombinovaná pH/Pt **PTP 103** pro oxidačně redukční titrace
- konektor BNC, délka kabelu 1 m
- záruka: 6 měsíců (vady způsobené výrobcem)



i Elektrody jsou vyráběny na základě objednávky, počítejte prosím s delším termínem dodání. Za příplatek lze elektrody osadit konektorem DIN 19262. V nabídce je i konektorová redukce BNC/DIN 19262. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
470 660 061 136	AgC 103, kombinovaná stříbrná	Pro argentometrické titrace	Na dotaz	4 280 Kč
470 660 061 141	BAT 103, dvouelektrodová platinová	Pro biamperometrické popř. bipotenciometrické titrace	Na dotaz	5 250 Kč
470 660 061 142	PTP 103, Kombinovaná platinová	Pro oxidačně redukční (oxidimetrické) titrace	Na dotaz	5 150 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.