

Referenční elektroda Mettler Toledo, série InLab

Výrobci a značky: Mettler Toledo

Referenční elektrody poskytují stabilní referenční signál, proti kterému se měří odezva měrné pH elektrody. Používají se v kombinaci s měrnými pH elektrodami.



- referenční systém ARGENTHAL s lapačem stříbrných iontů
- skleněná **Reference** s keramickou diafragmou
- skleněná **Reference plus** s posuvnou skleněnou PTFE objímkou a můstkovým elektrolytem
- skleněná **Reference Flow** s trojitou keramickou diafragmou
- konektorová hlava S7, bez kabelu (objednává se samostatně)
- zvlhčovací uzávěr pro bezpečné uložení

Technické údaje referenčních elektrod			
Typ	Reference	Reference Plus	Reference Flow
Pracovní rozsah teplot	0 - 100 °C	0 - 60 °C	0 - 130 °C
Diafragma	keramická	posuvná PTFE objímka	trojitá keramická
Referenční systém	ARGENTHAL	ARGENTHAL	ARGENTHAL
Elektrolyt	3 mol/l KCl	můstkový gel, 3 mol/l KCl	3 mol/l KCl
Otvor pro doplnění elektrolytu	ano	ano	ano
Materiál těla	sklo	sklo	sklo
Rozměry (délka x průměr)	120 x 12 mm	120 x 12 mm	120 x 12 mm
Objem vzorku	min. 20 ml	min. 20 ml	min. 20 ml
Konektorová hlava	S7	S7	S7
Kabel	ne, objednává se samostatně	ne, objednává se samostatně	ne, objednává se samostatně

Referenční elektrody

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
460 451 343 190	Reference	Skleněná, kapalný elektrolyt, keramická diafragma, teplota 0 - 100 °C, konektorová hlava S7, bez kabelu	3-4 týdny	4 349 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
460 451 343 191	Reference Plus	Skleněná, můstkový elektrolyt, diafragma posuvná PTFE objímka, teplota 0 - 60 °C, konektorová hlava S7, bez kabelu	3-4 týdny	8 110 Kč
460 451 343 192	Reference Flow	Skleněná, kapalný elektrolyt, trojitá keramická diafragma, teplota 0 - 130 °C, konektorová hlava S7, bez kabelu	3-4 týdny	8 894 Kč



Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Referenční roztok elektrolytu a uchovávací roztok

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
452 435 350 072 6	Roztok 3 mol/l KCl pro elektrody s referenčním systémem ARGENTHAL	250	2-3 týdny	681 Kč
452 435 111 142 7	Uchovávací roztok pro elektrody InLab	250	2-3 týdny	774 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství:

	<p>Propojovací kabely</p>		<p>Měrné pH elektrody</p>
--	---------------------------	---	---------------------------