

Refraktometr digitální Euromex pro klinické aplikace

Výrobci a značky: Euromex

Digitální refraktometry Euromex RD.6712 a RD.6714 jsou vhodné pro stanovení proteinů v séru, pro stanovení specifické hmotnosti moči psů a koček a pro určení indexu lomu. Poskytují přesné a rychlé výsledky měření.



Základní charakteristika digitálního refraktometru Euromex:

- 2 typy s různým rozsahem
- přehledný barevný LCD displej
- jednoduché ovládání
- automatická teplotní kompenzace
- malý objem vzorku
- **oblast použití:** stanovení proteinu v séru, stanovení specifické hmotnosti moči u psů a koček a určení indexu lomu

Technické údaje			
Typ		RD.6712	RD.6714
Protein v séru	Rozsah	0 - 12 g/dl	0 - 14 g/dl
	Přesnost	0,1 g/dl	0,1 g/dl
Specifická hmotnost moči	Rozsah	1,00 - 1,05 sg	1,00 - 1,06 sg
	Přesnost	0,001 sg	0,001 sg
Index lomu	Rozsah	1,33 - 1,36 R.I.	1,33 - 1,39 R.I.
	Přesnost	0,0001 R.I.	
Rozměry/Hmotnost		230 x 190 x 50 mm / 0,4 kg	

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
463 870 946 712	RD.6712	Se stupnicí 0 - 12 g/dl, 1,00 - 1,05 sg a 1,33 - 1,36 R.I.	3-4 týdny	10 550 Kč
463 870 946 714	RD.6714	Se stupnicí 0 - 14 g/dl, 1,00 - 1,06 sg a 1,33 - 1,39 R.I.	3-4 týdny	10 550 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Euromex-Refractometers-Analog-and-digital-EN.pdf