

Refraktometr ruční XS pro měření moči

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Ruční refraktometr XS 105 má tři stupnice pro měření některých vlastností moči - refrakčního indexu, sérových proteinů a specifické hmotnosti. Jeho použití je velmi jednoduché - stačí nanést několik kapek vzorku na měřicí hranol a přiklopit krytku, čímž se vzorek rovnoměrně rozprostře. Poté, co refraktometr otočíte proti světlu, můžete pomocí doostřovacího okuláru snadno odečíst výslednou hodnotu na stupnici.



Základní charakteristika ručního refraktometru XS 105:

- jednoduché použití, zaostřovací okulár
- bez teplotního čidla (tj. bez teplotní kompenzace)
- snadné čištění hranolu
- pogumované držadlo
- ergonomický design
- volitelné příslušenství ([objednává se samostatně](#)): kryt hranolu s LED diodami (pro snadný odečet hodnot při nedostatku světla), náhradní kryt hranolu (bez LED osvětlení)
- **informace k dodávce:** refraktometr je dodáván v praktickém pouzdru s kalibračním šroubovákem

Technické údaje		
Typ	107	
Refrakční index	Rozsah:	1,3330 - 1,3600 nD
	Přesnost:	±0,0005 nD
Sérové proteiny	Rozsah:	0,0 až 12,0 g/dl
	Přesnost:	±0,2 g/dl
Specifická hmotnost moči	Rozsah:	1,000 - 1,050 sg
	Přesnost:	±0,002 sg
Rozměry	170 x 45 x 45 mm	
Hmotnost	0,15 kg	

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
463 860 430 053	105	Ruční refraktometr XS pro měření vlastností moči	3-4 týdny	1 078 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.