

## Refraktometr ruční XS pro stanovení cukernatosti

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Ruční refraktometry XS se stupnicí Brix jsou vhodné pro stanovení cukernatosti vodných roztoků. Jejich použití je velmi jednoduché – stačí nanést několik kapek vzorku na měřicí hranol a přiklopit krytku, čímž se vzorek rovnoměrně rozprostře. Poté, co refraktometr otočíte proti světlu, můžete pomocí doostřovacího okuláru snadno odečíst výslednou hodnotu na stupnici.



### Základní charakteristika ručních refraktometrů XS se stupnicí Brix:

- 6 typů, které se liší měřicím rozsahem, teplotní kompenzací a provedením krytky hranolu
- jednoduché použití, zaostřovací okulár
- snadné čištění hranolu
- pogumované držadlo
- ergonomický design
- volitelné příslušenství ([objednává se samostatně](#)): náhradní kryt hranolu s LED diodami (pro snadný odečet hodnot při nedostatku světla), náhradní kryt hranolu (bez LED osvětlení)
- oblast použití: stanovení cukernatosti vodných roztoků, ovocných a zeleninových šťáv, koncentrace cukrů v marmeládách, kečupech atd.
- **informace k dodávce:** refraktometr je dodáván v praktickém pouzdru s kalibračním šroubovákem

Technické údaje						
Typ	101	101 ATC	101 ATC LED	102	103	103 LED
Teplotní kompenzace	ne	automatická		ne	ne	ne
Provedení krytky hranolu	standardní		s LED diodami	standardní	standardní	s LED diodami
Rozsah	0,0 – 32,0 % Brix			28,0 – 62,0 % Brix	0,0 – 80,0 % Brix	
Přesnost	±0,2 % Brix			±0,2 % Brix	±0,5 % Brix	
Rozměry	170 x 45 x 45 mm					
Hmotnost	0,15 kg					

Obj. číslo	Typ	Popis	Rozsah [% Brix]	Dostupnost	Cena / ks
------------	-----	-------	-----------------	------------	-----------

<b>Obj. číslo</b>	<b>Typ</b>	<b>Popis</b>	<b>Rozsah [% Brix]</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
463 860 430 013	101	Ruční refraktometr XS pro stanovení cukernatosti	0,0 - 32,0	3-4 týdny	1 103 Kč
463 860 430 103	101 ATC	Ruční refraktometr XS pro stanovení cukernatosti	0,0 - 32,0	3-4 týdny	1 176 Kč
463 860 430 203	101 ATC LED	Ruční refraktometr XS pro stanovení cukernatosti	0,0 - 32,0	3-4 týdny	1 299 Kč
463 860 430 023	102	Ruční refraktometr XS pro stanovení cukernatosti	28,0 - 62,0	3-4 týdny	1 152 Kč
463 860 430 033	103	Ruční refraktometr XS pro stanovení cukernatosti	0,0 - 80,0	3-4 týdny	1 176 Kč
463 860 430 223	103 LED	Ruční refraktometr XS pro stanovení cukernatosti	0,0 - 80,0	3-4 týdny	1 372 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*