

Refraktometr ruční XS pro stanovení cukernatosti

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Ruční refraktometry XS se stupnicí Brix jsou vhodné pro stanovení cukernatosti vodných roztoků. Jejich použití je velmi jednoduché – stačí nanést několik kapek vzorku na měřicí hranol a přiklopit krytku, čímž se vzorek rovnoměrně rozprostře. Poté, co refraktometr otočíte proti světlu, můžete pomocí doostřovacího okuláru snadno odečíst výslednou hodnotu na stupnici.



Základní charakteristika ručních refraktometrů XS se stupnicí Brix:

- 6 typů, které se liší měřicím rozsahem, teplotní kompenzací a provedením krytky hranolu
- jednoduché použití, zaostřovací okulár
- snadné čištění hranolu
- pogumované držadlo
- ergonomický design
- volitelné příslušenství ([objednává se samostatně](#)): náhradní kryt hranolu s LED diodami (pro snadný odečet hodnot při nedostatku světla), náhradní kryt hranolu (bez LED osvětlení)
- oblast použití: stanovení cukernatosti vodných roztoků, ovocných a zeleninových šťáv, koncentrace cukrů v marmeládách, kečupech atd.
- **informace k dodávce:** refraktometr je dodáván v praktickém pouzdru s kalibračním šroubovákem

Technické údaje						
Typ	101	101 ATC	101 ATC LED	102	103	103 LED
Teplotní kompenzace	ne	automatická		ne	ne	ne
Provedení krytky hranolu	standardní		s LED diodami	standardní	standardní	s LED diodami
Rozsah	0,0 – 32,0 % Brix			28,0 – 62,0 % Brix	0,0 – 80,0 % Brix	
Přesnost	±0,2 % Brix			±0,2 % Brix	±0,5 % Brix	
Rozměry	170 x 45 x 45 mm					
Hmotnost	0,15 kg					

Obj. číslo	Typ	Popis	Rozsah [% Brix]	Dostupnost	Cena / ks
------------	-----	-------	-----------------	------------	-----------

Obj. číslo	Typ	Popis	Rozsah [% Brix]	Dostupnost	Cena / ks
463 860 430 013	101	Ruční refraktometr XS pro stanovení cukernatosti	0,0 - 32,0	3-4 týdny	1 103 Kč
463 860 430 103	101 ATC	Ruční refraktometr XS pro stanovení cukernatosti	0,0 - 32,0	3-4 týdny	1 176 Kč
463 860 430 203	101 ATC LED	Ruční refraktometr XS pro stanovení cukernatosti	0,0 - 32,0	3-4 týdny	1 299 Kč
463 860 430 023	102	Ruční refraktometr XS pro stanovení cukernatosti	28,0 - 62,0	3-4 týdny	1 152 Kč
463 860 430 033	103	Ruční refraktometr XS pro stanovení cukernatosti	0,0 - 80,0	3-4 týdny	1 176 Kč
463 860 430 223	103 LED	Ruční refraktometr XS pro stanovení cukernatosti	0,0 - 80,0	3-4 týdny	1 372 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.