

RUČNÍ KERN

VERKON > Přístroje pro měření a analýzu > Refraktometry > Ruční Kern

Refraktometr ruční Kern ORA 1GG


Výrobci a značky: KERN

Analogový refraktometr ORA 1GG je speciálně navržený pro šperkařský průmysl.

Základní charakteristika ručního refraktometru ORA 1GG:

- rozsah měření indexu lomu: 1,30 - 1,81 nD
- jednoduché použití
- kvalitní okulár
- výklopné víko, snadné vložení vzorku drahokamu
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je přenosné pouzdro



Technické údaje		
Index lomu	Rozsah:	1,30 - 1,81 nD
	Rozlišení:	0,01 nD
Provozní podmínky	teplota okolí: 10 - 30 °C	
Rozměry	137 x 70 x 32 mm	
Hmotnost	0,75 kg	
 Podrobnější technické informace naleznete níže v katalogovém listu ke stažení.		

Refraktometr Kern ORA 1GG

Obj. číslo	Popis	Rozsah [nD]	Dostupnost	Cena / ks
463 950 691 177	Ruční refraktometr ORA 1GG	1,30 - 1,81	2-3 týdny	5 450 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.


Volitelné příslušenství: Kalibrační hranol a kalibrační roztoky

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
463 950 691 118	ORA-A1008	Kalibrační hranol	2-3 týdny	545 Kč
463 950 691 117	ORA-A1007	Kalibrační roztok Diiodomethane Standard, CAS 75-11-6, index lomu 1,74 nD, objem 2 ml	2-3 týdny	654 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
463 950 691 131	ORA-A3001	Kalibrační roztok Diiodomethane Pro, CAS 75-11-6, index lomu 1,79 nD, objem 2 ml	2-3 týdny	872 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Kern-Analogue-refractometer-ORA-1GG-EN.pdf