

REKONSTRUKCE LABORATORNÍCH DIGESTOŘÍ

VERKON > Digestoře a nábytek > Laboratorní digestoře > Rekonstrukce laboratorních digestoří

Zabýváme se rekonstrukcemi zděných laboratorních digestoří, které mají pro svoji odolnost v laboratořích stále své místo. Po letech a často i desetiletích provozu jsou digestoře značně opotřebované a vyžadují komplexnější rekonstrukci.

Nabízíme Vám odborné posouzení stavu Vaší digestoře, návrh rozsahu oprav a všechny práce spojené s rekonstrukcí. Dokážeme zděným digestořím vrátit plnou funkčnost a spolehlivost a zároveň Vám ušetřit finanční prostředky. Náklady na rekonstrukci zděné digestoře jsou výrazně nižší než náklady spojené s nákupem a instalací nové digestoře.

HLAVNÍ VÝHODY REKONSTRUKCE:

- nižší náklady oproti pořízení nové digestoře
- maximální využití stávajících rozvodů sítí (el. energie, plynná média, voda, odpad, vzduchotechnika)
- rychlost a pružnost při rekonstrukci (přizpůsobíme se provozním podmínkám ve Vaší laboratoři a naše přítomnost v laboratoři bude jen po nezbytně nutnou dobu)

PRŮBĚH PRACÍ:

- demontáž původního dřevěného obložení
- odstranění původní keramické dlažby
- demontáž původních armatur a připojovacích bodů
- demontáž původních rozvodů médií
- vyčištění potrubí odtahu
- likvidace a odvoz veškerého odpadu včetně stavební suti
- montáž nových rozvodů médií
- pokládka a lepení nové keramické dlažby
- montáž a připojení nových armatur a připojovacích bodů
- montáž nového lamino obložení, instalace výsuvných dveří s bezpečnostním sklem
- revizní zkoušky a schválení digestoře k bezpečnému provozu