

# Respirátor BreaSAFE ANTI-COVID-19, nanovláknenný, opakovaně použitelný

Doprodej

Respirátor BreaSAFE s nanovláknennou membránou obsahující aktivní stříbro, které má antimikrobiální účinky. Je vhodný pro celodenní nošení a je možné ho používat opakovaně po dobu 1 až 2 týdnů. Vyroben v České republice. Záchyt virů více než 99 %.

Výrobce je členem Asociace nanotechnologického průmyslu ČR  
(zdroj: <https://www.nanoasociace.cz>)



- certifikace EN 149:2001+A1:2009
- třída ochrany FFP2
- **opakovaně použitelný po dobu 1 až 2 týdnů** <sup>(1)</sup> - celý návod k použití naleznete v souborech ke stažení
- membrána z nanovláknna s aktivním stříbrem - antimikrobiální účinek (mikroorganismy se nemohou v membráně množit a přežívat)
- bez výdechového ventilu
- prodyšný materiál - 240 cm<sup>2</sup> dýchací plochy
- pohodlné nošení - hmotnost 16 g
- hypoalergenní (vrstvy respirátoru jsou spojeny bez použití lepidel a jiných pojiv)
- filtrační účinnost nanovláknenného respirátoru potvrdilo měření od světové testovací laboratoře Nelson Labs z USA - dle zprávy zachytí použitá membrána 99,5 až 99,9 % virů (testy VFE)

Obj. číslo	Výdechový ventil	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
200 015 000 046	NE	3	2 bal.	642 Kč <b>449 Kč</b>
200 015 000 053	NE	20	1 bal.	4 290 Kč <b>2 640 Kč</b>

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Soubory ke stažení

- Certifikát-Výzkumný-ústav-bezpečnosti-práce.pdf
- Katalogový-list-Respirátor-BreaSAFE.pdf
- Návod-k-použití-Respirátor-BreaSAFE.pdf
- Test-of-Viral-Filtration-Efficiency-Nelson-Labs-BREASAFE-EN.pdf