

## ROZPRAŠOVAČE

VERKON &gt; Chromatografie &gt; Tenkovrstvá chromatografie &gt; Rozprašovače

### Lahvička s rozprašovačem, hnědá

Lehké lahvičky s ochranným víčkem z PS a hadičkou z HDPE. Ideální pro rovnoměrné rozstříkávání malého množství tekutiny.

- lahvička ze sodnodraselného skla se závitem GL18
- objem jednoho stříku 0,05 ml
- speciální rozprašovač pro chromatografické reakční činidlo



**i** V naší nabídce najdete i [plastové](#) lahvičky s rozprašovačem.

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
634 002 050 302	Lahvička s rozprašovačem	10	Skladem, do 1 týdne	83 Kč
634 002 050 304	Lahvička s rozprašovačem	20	2-3 týdny	90 Kč
634 002 050 306	Lahvička s rozprašovačem	30	2-3 týdny	98 Kč
634 002 050 308	Lahvička s rozprašovačem	50	2-3 týdny	98 Kč
634 002 050 310	Lahvička s rozprašovačem	100	2-3 týdny	101 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*