

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Plasty pro mikrobiologii > Kličky očkovací a roztěrky > Roztěrka, hokejka, pro Petriho misky, tvar L

## Roztěrka, hokejka, pro Petriho misky, tvar L

Roztěrky umožňují rovnoměrné rozprostření tekutého vzorku po celé ploše kultivačního média.

- hladký povrch
- tvar "L" se zahnutým koncem (zabraňuje poškození povrchu média)
- sterilní
- materiál: zelený PP bez pyrogenů nebo bílý PS
- **informace k dodávce:** roztěrky lze objednat
  - jednotlivě balené po 1 ks
  - v hromadném balení po 5 ks
  - v hromadném balení po 10 ks
  - v cenově výhodném balení 400x 5 ks



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují i [hokejky tvaru T](#), [plastové Petriho misky](#) a [očkovací kličky](#).

### Roztěrky jednotlivě balené po 1 ks

Obj. číslo	Popis	Barva	Dostupnost	Cena / ks
130 647 696 435 1	Jednotlivě balená, PS, sterilní	Bílá	198 ks	5,20 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Roztěrky v hromadném balení

Obj. číslo	Popis	Barva	Dostupnost	Cena / bal.
130 745 312 014	Hromadné balení po 10 ks, PP, sterilní	Zelená	4-6 týdnů	36 Kč
130 640 027 411	Hromadné balení po 5 ks, PS, sterilní	Bílá	4-6 týdnů	25 Kč
130 647 696 436	Hromadné balení po 5 ks, PS, sterilní, 400x 5 ks (celkem 2 000 ks)	Bílá	4-6 týdnů	7 780 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*