

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Plasty pro mikrobiologii > Kličky očkovací a roztěrky > Roztěrka, hokejka, pro Petriho misky, tvar T

Roztěrka, hokejka, pro Petriho misky, tvar T

Roztěrky umožňují rovnoměrné rozprostření tekutého vzorku po celé ploše kultivačního média.

- hladký zaoblený povrch
- tvar "T"
- sterilní (sterilizováno γ -zářením)
- materiál: PS
- **informace k dodávce:** roztěrky se dodávají individuálně balené po 1 ks (v balení 500 ks), nebo v hromadném balení po 5 ks (v balení 400x 5 ks)



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [hokejky tvaru L](#), [plastové](#) nebo [skleněné](#) Petriho misky, skleněné [očkovací kličky dle Drigalského](#) a [plastové očkovací kličky](#).

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 696 437	Jednotlivě balená, sterilní	500	1-2 týdny	2 494 Kč
130 647 696 438	Hromadné balení po 5 ks	400x 5	3-4 týdny	7 712 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.