

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Plasty pro mikrobiologii > Kličky očkovací a roztěrky > Roztěrka, hokejka, pro Petriho misky, tvar T

Roztěrka, hokejka, pro Petriho misky, tvar T

Roztěrky umožňují rovnoměrné rozprostření tekutého vzorku po celé ploše kultivačního média.

- hladký zaoblený povrch
- tvar "T"
- sterilní (sterilizováno γ -zářením)
- materiál: PS
- **informace k dodávce:** roztěrky se dodávají individuálně balené po 1 ks (v balení 500 ks), nebo v hromadném balení po 5 ks (v balení 400x 5 ks)



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [hokejky tvaru L](#), [plastové](#) nebo [skleněné](#) Petriho misky, skleněné [očkovací kličky dle Drigalského](#) a [plastové očkovací kličky](#).

| Obj. číslo | Popis | Balení [ks] | Dostupnost | Cena / bal. |
|-----------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|
| 130 647 696 437 | Jednotlivě balená, sterilní | 500 | 1-2 týdny | 2 494 Kč |
| 130 647 696 438 | Hromadné balení po 5 ks | 400x 5 | 3-4 týdny | 7 712 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.