

## Roztok kalibrační pro elektrody WTW

Výrobci a značky: WTW

- okamžité použití
- objem: 50, 250, 300 nebo 1000 ml
- láhve o objemu 250 a 1000 ml mají integrovanou dávkovací nádobku
- každá lahvička je opatřena unikátním kódem, pomocí kterého lze ze stránek výrobce stáhnout certifikát (PTB nebo NIST)
  - univerzální technické pH pufrů, přesnost  $\pm 0,03$  pH při 25 °C
  - pH pufrů DIN/NIST dle DIN 19266-01:2000, přesnost  $\pm 0,02$  pH při 25 °C (pufr pH 12,47 přesnost  $\pm 0,05$  pH při 25 °C)
  - uchovávací roztok 3M KCl
  - sady pH pufrů, čistícího roztoku a uchovávacího roztoku 3M KCl
  - vodivostní standardy



### Univerzální technické pH pufrů a pH pufrů DIN/NIST

Obj. číslo	Typ	Popis	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
<b>Technické pH pufrů:</b>					
396 711 108 706	STP 4	Pufr technický pH 4,01	50	1-2 týdny	400 Kč
396 711 108 708	STP 7	Pufr technický pH 7,00	50	1-2 týdny	400 Kč
396 711 108 722	STP 10 Trace	Pufr technický pH 10,01	50	4-6 týdnů	400 Kč
396 711 108 800	TPL 4	Pufr technický pH 4,01	250	Skladem, do 1 týdne	437 Kč
396 711 108 802	TPL 7	Pufr technický pH 7,00	250	Skladem, do 1 týdne	437 Kč
396 711 108 805	TPL 10 Trace	Pufr technický pH 10,01	250	Skladem, do 1 týdne	437 Kč
460 300 108 698	TEP 2	Pufr technický pH 2,00	1000	1-2 týdny	2 013 Kč
396 711 108 700	TEP 4	Pufr technický pH 4,01	1000	1-2 týdny	1 230 Kč
396 711 108 702	TEP 7	Pufr technický pH 7,00	1000	1-2 týdny	1 230 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
396 711 108 703	TEP 10 Trace	Pufr technický pH 10,01	1000	4-6 týdnů	1 230 Kč
<b>pH pufrů DIN/NIST:</b>					
460 300 109 000	PL 2	Pufr DIN/NIST pH 1,679/1,68	250	1-2 týdny	815 Kč
460 300 109 110	PL 4	Pufr DIN/NIST pH 4,006/4,01	250	1-2 týdny	753 Kč
460 300 109 120	PL 7	Pufr DIN/NIST pH 6,865/6,87	250	4-6 týdnů	753 Kč
460 300 109 130	PL 9	Pufr DIN/NIST pH 9,180/9,18	250	1-2 týdny	753 Kč
460 300 109 400	PL 12	Pufr DIN/NIST pH 12,47	250	4-6 týdnů	837 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Uchovávací roztok 3M KCl

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
396 181 197 050	Uchovávací roztok 3M KCl	250	1-2 týdny	678 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Sady pH pufrů, čistícího roztoku a uchovávacího roztoku 3M KCl

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / bal.
460 300 109 415	Sada 250ml pufrů DIN/NIST pH 4,006; 6,865 a 9,180; 250ml čistícího roztoku pepsinu a 250ml roztoku 3M KCl	4-6 týdnů	3 081 Kč
460 300 108 824	Sada 250ml technických pufrů pH 4,01; 7,00 a 10,01, 250ml čistícího roztoku pepsinu a 250ml roztoku 3M KCl	4-6 týdnů	2 510 Kč
460 300 108 826	Sada 1000ml technických pufrů pH 4,01; 7,00 a 10,01, 250ml čistícího roztoku pepsinu a 250ml roztoku 3M KCl	4-6 týdnů	4 945 Kč
460 300 108 825	Sada 250ml technických pufrů pH 4,01; 7,00 a 10,01 a 2x 250ml roztoku 3M KCl	4-6 týdnů	2 187 Kč
460 300 108 827	Sada 1000ml technických pufrů pH 4,01; 7,00 a 10,01 a 2x 250ml roztoku 3M KCl	4-6 týdnů	4 647 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Vodivostní standardy

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
454 300 300 580	Vodivostní standard 5 $\mu$ S/cm (NIST, přesnost $\pm 2$ %)	300	4-6 týdnů	7 778 Kč

<b>Obj. číslo</b>	<b>Popis</b>	<b>Objem [ml]</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / ks</b>
454 300 300 578	Vodivostní standard 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (NIST, přesnost $\pm 3\%$ )	300	4-6 týdnů	4 100 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

<b>Obj. číslo</b>	<b>Typ</b>	<b>Popis</b>	<b>Balení</b>	<b>Dostupnost</b>	<b>Cena / bal.</b>
454 300 300 572	E-SET Trace	Vodivostní standard 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (NIST, přesnost $\pm 0,5\%$ )	6x 50 ml	1-2 týdny	3 628 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*